

# MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND  
TREATMENT TABLES*



ED4

**inmo**clinc 

# inmoclinc

# 7



## in the world



**Calidad**  
**Quality**



**Medio Ambiente**  
**Environment**



**Productos Sanitarios**  
**Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

*It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.*

*INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.*

*This edition replaces the previous.*






**Regulación eléctrica, con accionamiento múltiple en ambos laterales**


***Electric adjustment with foot rail in both sides***





14930

14930	190	65	57-93	75
				0,70



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- \_ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- \_ Tapizado en skay


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Retractable wheels with braking system
- \_ Electric adjustment with foot rail in both sides
- \_ Chrome paper roll holder included as standard
- \_ Upholstered in skay

**!** ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**!** **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours




MESAS / TABLES

EXPLORACION Y RECONOCIMIENTO / EXAMINATION AND TREATMENT



14933



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Tres secciones
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- \_ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- \_ Tapizado en skay


**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Three sections
- \_ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Retractable wheels with braking system
- \_ Electric adjustment with foot rail in both sides
- \_ Chrome paper roll holder included as standard
- \_ Upholstered in skay

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

<b>14933</b>	195	65	57-93	80	0,72



Colores | Colours



**inmoclinc**  
Furniture for your health



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Cinco secciones
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- \_ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- \_ Tapizado en skay

**14936**


**!** ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Five sections
- \_ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Retractable wheels with braking system
- \_ Electric adjustment with foot rail in both sides
- \_ Chrome paper roll holder included as standard
- \_ Upholstered in skay

195	65	57-93	80	0,72



**!** **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Dos secciones
- \_Regulable en altura hidráulicamente
- \_Cabecero regulable mediante cremallera
- \_Orificio para rostro y tapón
- \_Sistema de Fijación al suelo
- \_Ruedas giratorias de 60mm
- \_Tapizado en Skay\*
- \_Soporte rollo de papel cromado incluido

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Two sections
- \_Hydraulic adjustable height
- \_Adjustable headrest by rack system
- \_Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- \_60mm rolling wheels
- \_Upholstery skay
- \_Chrome paper roll holder included as standard

**IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



**14770**



<b>14770</b>	195	65	50-90	65	0.65
<b>14775</b>	195	65	50-95	65	0.65



14775

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Regulable en altura eléctricamente
- \_ Cabecero regulable mediante cremallera
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Sistema de Fijación al suelo
- \_ Ruedas giratorias de 60mm
- \_ Tapizado en Skay\*
- \_ Soporte rollo de papel cromado incluido

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Electric adjustable height
- \_ Adjustable headrest by rack system
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- \_ 60mm rolling wheels
- \_ Upholstery skay
- \_ Chrome paper roll holder included as standard

**IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours







MESAS / TABLES






EXPLORACION Y RECONOCIMIENTO / EXAMINATION AND TREATMENT



**14900**

- \_Regulable en altura hidráulicamente
- \_Hydraulic adjustable height




					
	cm	cm	cm	kg	m <sup>3</sup>
<b>14900</b>	190	65	57-93	75	0.70
<b>14903</b>	190	65	54-94	75	0.70



**14903**

\_Regulable en altura eléctricamente

\_Electricadjustable height



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Dos secciones
- \_Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- \_Orificio para rostro y tapón
- \_Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_Tapizado en Skay


**⚠ ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Two sections
- \_Hydraulic adjustable height
- \_Adjustable headrest by gas-spring (70 and -15°)
- \_Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_Retractable wheels with braking system
- \_Skay upholstery



**⚠ IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours





14910



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Regulable en altura hidráulicamente
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Tres secciones
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Tapizado en Skay


**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_ Hydraulic adjustable height
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Three sections
- \_ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Retractable wheels with braking system
- \_ Skay upholstery

**IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.





<b>14910</b>	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



I14913




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Regulable en altura eléctricamente
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Tres secciones
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -30°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Tapizado en Skay



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_ Electric adjustable height
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Three sections
- \_ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ Retractable wheels with braking system
- \_ Skay upholstery



**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.




14913	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



14923



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Regulable en altura eléctricamente
- \_ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70°)
- \_ Orificio para rostro y tapón
- \_ Una pata con nivelador
- \_ Tapizado en Skay

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Electric adjustable height
- \_ Adjustable head rest by gas spring (70°)
- \_ Breathing hole and upholstery breathing plug
- \_ One leveling ending leg
- \_ Skay upholstery

**¡IMPORTANTE!** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



14920	200	100	55-95	95	1.10
14923	185	65	52-90	65	0.63



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**ELECTRIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE**

- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Electric adjustable height
- \_ Adjustable headrest by rack
- \_ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- \_ Skay upholstery



**! IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

**14920**




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


**MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO**

- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Regulable en altura eléctricamente
- \_ Cabecero regulable mediante cremallera (60°)
- \_ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- \_ Tapizado en Skay

**! ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**



**Colores | Colours**







MESAS / TABLES

EXPLORACION Y ENYESADOS / EXAMINATION AND PLASTERING TABLE



14754



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA PARA EXPLORACIÓN Y ENYESADOS
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Juego de rulos con soporte de sujeción en ambos lados
- \_ Regulable en altura hidráulicamente
- \_ Cabecero regulable mediante cremallera
- \_ Sistema de fijación al suelo
- \_ Ruedas giratorias de 60mm
- \_ Tapizado en Skay

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_ EXAMINATION AND PLASTERING TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Rollers set with fixing support on both sides
- \_ Hydraulic adjustable height
- \_ Adjustable headrest by rack system
- \_ Fixe table to the floor
- \_ 60mm Rolling wheels
- \_ Skay upholstery

<b>14754</b>	195	60	50-90	65	0.60
<b>14756</b>	195	60	50-90	65	0.60

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA PARA EXPLORACIÓN Y PEQUEÑAS CIRUGÍAS
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Dos secciones
- \_ Mesa acero inoxidable para cirugía de extremidades, regulable en altura horizontal con sujeción a ambos lados
- \_ Arco de narcosis
- \_ Regulable en altura hidráulicamente
- \_ Cabecero regulable mediante cremallera
- \_ Sistema de fijación al suelo
- \_ Ruedas giratorias de 60mm
- \_ Tapizado en Skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_ EXAMINATION AND SMALL SURGERIES TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Two sections
- \_ Stainless steel table for extremities surgery, horizontal height adjustable and support on both sides
- \_ Hydraulic adjustable height
- \_ Adjustable headrest by rack system
- \_ Fixe table to the floor
- \_ 60mm Rolling wheels
- \_ Skay upholstery

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_ Mesa para cirugía de extremidades superiores

\_ Upper extremities surgery table

**114756**

MESAS / TABLES

MESAS PARA EXPLORACION GINECOLÓGICA / GYNAECOLOGY TABLES





14650



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. GANDÍA
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Altura regulable eléctricamente
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- \_ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- \_ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- \_ Cajón recolector acero inoxidable
- \_ Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- \_ Ruedas ocultas para su desplazamiento con sistema de fijación al suelo
- \_ Tapizado en Skay

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ GYNAECOLOGY TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Electric adjustable height
- \_ Backrest operated by gas system from horizontal to seated horizontal
- \_ Trendelemburg position operated electrically
- \_ Footrest operated by gas system
- \_ Stainless steel waste bin
- \_ Set of legs rests
- \_ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- \_ Skay upholstery

**⚠ IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_20° respecto a la horizontal

\_20° reclining from the horizontal



\_Trendelenburg



**14750**

\_Soporte rollo de papel cromado

\_Chrome paper roll holder

14650	180	75	65-100	82	0.88

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




14655



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. QUITERIA
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Altura regulable electricamente
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- \_ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- \_ Trendelemburg simultaneo en posición elevada
- \_ Cajon recolector en acero inox
- \_ Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- \_ Apoyacabezas regulable en altura
- \_ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- \_ Tapizado en Skay

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ GYNAECOLOGY TABLE MOD. QUITERIA
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Electric adjustable height
- \_ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- \_ Folding footrest by gas system to horizontal position
- \_ Simultaneous trendelemburg in high position
- \_ Stainless steel waste bin
- \_ Sets of leg rest
- \_ Height adjustable headrest
- \_ Four legs, one with level
- \_ Upholstered in Skay

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_Apoyacabezas regulable en altura

\_Height adjustable headrest



14655	180	80	52-92	62
				0,87

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



14675



\_Soporte rollo papel

\_Paper roll support

14678



\_Juego de brazos regulables en altura y horizontal

\_Height adjustable and horizontal armrest

14681



\_Juego de perneras de poliuretano con funda, regulables en altura

\_Height adjustable polyurethane leg rest with coverture

14684



\_Juego de reposapiés de poliuretano, regulables

\_Regulable polyurethane footrest





14660

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ MESA UNIVERSAL
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Base y columna central cubiertas en ABS
- \_ Altura regulable eléctricamente
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- \_ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- \_ Piecero abatible y extraíble manualmente
- \_ Cajón recolector acero inoxidable
- \_ Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- \_ Tapizado en Skay

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

130	65	60-90	95	0.55




**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ UNIVERSAL TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ ABS base and central column
- \_ Electric adjustable height
- \_ Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- \_ Trendelemburg seat position operated electrically
- \_ Manually removable and folding footrest
- \_ Stainless steel waste bin
- \_ Electric trendelemburg to 21°
- \_ Skay upholstery

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours





## MESAS / TABLES

MESAS PARA EXPLORACION GINECOLÓGICA / GYNAECOLOGY TABLES



14663



### ACCESORIOS OPCIONALES VER PÁGINA: 40

- Soporte rollo papel. Ref: 14675
- Juego de brazos. Ref: 14678

### SEE OPTIONAL ACCESSORIES PAGE: 40


- Paper roll support. Ref: 14675
- Armrest. Ref: 14678

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Base y columna central cubiertas en ABS
- Altura regulable eléctricamente
- Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- Picero abatible y extraíble manualmente
- Cajón recolector acero inoxidable
- Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- Tapizado en Skay

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- GINECOLOGY AND UROLOGY EXAMINATION TABLE
- Steel structure with epoxy coating
- ABS base and central column
- Electric adjustable height
- Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- Trendelemburg seat position operated electrically
- Manually removable and folding footrest
- Stainless steel waste bin
- Electric trendelemburg to 21°
- Skay upholstery

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_Juego de reposapiés de poliuretano, regulables

\_Regulable polyurethane footrest




\_Piecero abatible y extraíble manualmente

\_Manually removable and folding footrest



14663 130 65 60-90 95 0.55

Colores | Colours



MESAS / TABLES



MESAS PARA EXPLORACION GINECOLÓGICA / GYNAECOLOGY TABLES



14666

- \_ACCESORIOS OPCIONALES  
VER PÁGINA: 40
- \_Soporte rollo papel. Ref: 14675
- \_Juego de brazos. Ref: 14678

- \_SEE OPTIONAL ACCESSORIES  
PAGE: 40
- \_Paper roll support. Ref: 14675
- \_Armrest. Ref: 14678





\_Trendelemburg eléctrico hasta 21°  
\_Electric trendelemburg to 21°

\_Juego de perneras de poliuretano, regulables en altura  
\_Height adjustable polyurethane leg rest



<b>14666</b>	130	65	60-90	95	0.55	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Base y columna central cubiertas en ABS
- \_Altura regulable eléctricamente
- \_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- \_Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- \_Piecero abatible y extraíble manualmente
- \_Cajón recolector acero inoxidable
- \_Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- \_Tapizado en Skay

**⚠ ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_GINECOLOGY AND UROLOGY EXAMINATION TABLE
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_ABS base and central column
- \_Electric adjustable height
- \_Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- \_Trendelemburg seat position operated electrically
- \_Manually removable and folding footrest
- \_Stainless steel waste bin
- \_Electric trendelemburg to 21°
- \_Skay upholstery


**⚠ IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

<b>61</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



14669



**\_ACCESORIOS OPCIONALES  
VER PÁGINA: 40**  
\_Soporte rollo papel. **Ref: 14675**  
\_Juego de brazos. **Ref: 14678**

**\_SEE OPTIONAL ACCESSORIES  
PAGE: 40**  
\_Paper roll support. **Ref: 14675**  
\_Armrest. **Ref: 14678**

**\_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA PARA ENDOSCOPIA Y RECTOSCOPIA
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Base y columna central cubiertas en ABS
- \_Altura regulable eléctricamente
- \_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- \_Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- \_Piecero abatible y extraíble manualmente
- \_Cajón recolector acero inoxidable
- \_Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- \_Tapizado en Skay

**⚠ ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**\_TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ENDOSCOPY AND PROCTOSCOPY EXAMINATION TABLE
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_ABS base and central column
- \_Electric adjustable height
- \_Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- \_Trendelemburg seat position operated electrically
- \_Manually removable and folding footrest
- \_Stainless steel waste bin
- \_Electric trendelemburg to 21°
- \_Skay upholstery

**⚠ IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.





\_Trendelemburg eléctrico hasta 21°

\_Electric trendelemburg to 21°

\_Soporte rodillas regulable manualmente y extraíble

\_Manually removable and folding knees support



<b>14669</b>	130	65	60-90	95	0.55	

Colores | Colours

<b>61</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## MESAS / TABLES

MESAS PARA EXPLORACION GINECOLÓGICA / GYNAECOLOGY TABLES



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. YAIZA
- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Base de columna que soporta el tablero de la mesa
- \_ Trendelemburg accionado por resorte a gas
- \_ Cajón para restos en acero inoxidable
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- \_ 15° de trendelemburg
- \_ Dos perneras apoya piernas regulables en altura
- \_ Patas con niveladores
- \_ Tapizado en Skay




**⚠ ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **GRIS**.






### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ GYNAECOLOGY TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Table's board fixed onto a column base
- \_ Trendelemburg position operated by gas system
- \_ Stainless steel waste bin
- \_ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- \_ 15° trendelemburg
- \_ Height adjustable legrests
- \_ Levelling feet
- \_ Skay upholstery

**⚠ IMPORTANT:** Finishing in **GRAY** colour will be applied if not specify otherwise.

**14613**



					
<b>14613</b>	165	75	80	70	0.99



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura en acero cromado
- \_Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- \_Respaldo y pieceros regulable mediante cremallera
- \_Cajón para restos en acero inoxidable
- \_Banquillo de acceso
- \_Posición de trendelemburg
- \_Patas con conteras
- \_Tapizado en Skay


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Chromed steel structure
- \_Set of legs rests
- \_Backrest and footrest operated by rack system
- \_Stainless steel waste bin
- \_Access step
- \_Trendelemburg position system
- \_Floor protection by rubbers studs
- \_Skay upholstery


**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.


**14603**



<b>14603</b>	145	72	87	31	0.91



**Colores | Colours**








**14751**



\_Soporte rollo  
\_Paper roll support

**14752**



\_Cabecero con orificio  
\_Breathing hole

**14757**



\_Ruedas de 100mm, dos con freno  
\_100mm wheels, two with brakes

**14758**



\_Juego de perneras  
\_Set of legrests, göpel type

## Características Técnicas SKAY

## SKAY Technical characteristics

### TAPIZADO

- \_Protección antimicrobiana
- \_Protección antibacteriana
- \_Protección antimicótica
- \_Alta resistencia a la abrasión
  - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
  - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
  - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- \_Resistencia a la transpiración y saliva humana
- \_Resistencia a la orina
- \_Resistencia a la sangre
- \_Superficie resistente a las manchas

### UPHOLSTERY

- \_Antimicrobial protection
- \_Antibacterial protection
- \_Antimitotic protection
- \_Super abrasion resistance
  - Martindale test (dry) >51.200 rubs
  - Martindale test (wet) >12.800 rubs
  - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- \_Resistance to spitting and perspiration
- \_Urine resistance
- \_Blood resistance
- \_Stain resistance surface

### FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- \_Lavar con agua y jabón suave
- \_Enjuagar con agua limpia
- \_Secar con un trapo suave

### EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- \_Wash with neutral soap and water
- \_Rinse with clear water
- \_Pat dry with a soft cotton cloth

**IMPORTANTE:** No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.













**IMPORTANT:** Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

**MATERIAL IGNÍFUGO** \_M-2

**FLAME RETARDANT** \_M-2



Colores | Colours



*Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.*

*Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.*

MESAS DE  
RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND  
TREATMENT TABLES*

7

C/ Serranía de Cuenca, 10  
Pol. Ind. El Olivar  
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain  
Telf.: 91 872 96 16  
91 872 96 17  
91 872 96 18  
Fax: 91 872 00 40  
info@inmoclinc.com  
www.inmoclinc.com