

MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*



ED4

inmoclinc 

inmoclinc

7



in the world



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.


Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Regulación eléctrica, con accionamiento múltiple en ambos laterales


Electric adjustment with foot rail in both sides





14930

14930	190	65	57-93	75	0,70



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _ Tapizado en skay


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Electric adjustment with foot rail in both sides
- _ Chrome paper roll holder included as standard
- _ Upholstered in skay

! ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours




MESAS / TABLES

EXPLORACION Y RECONOCIMIENTO / EXAMINATION AND TREATMENT



14933



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _ Tapizado en skay


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Three sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Electric adjustment with foot rail in both sides
- _ Chrome paper roll holder included as standard
- _ Upholstered in skay

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

14933	195	65	57-93	80	0,72



Colores | Colours



inmoclinc
Furniture for your health



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Cinco secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _ Tapizado en skay

14936


⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Five sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Electric adjustment with foot rail in both sides
- _ Chrome paper roll holder included as standard
- _ Upholstered in skay

cm	cm	cm	kg	m ³
14936 195	65	57-93	80	0,72



⚠ IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Regulable en altura hidráulicamente
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Orificio para rostro y tapón
- _Sistema de Fijación al suelo
- _Ruedas giratorias de 60mm
- _Tapizado en Skay*
- _Soporte rollo de papel cromado incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS






- _HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Hydraulic adjustable height
- _Adjustable headrest by rack system
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _60mm rolling wheels
- _Upholstery skay
- _Chrome paper roll holder included as standard

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



14770



					
14770	195	65	50-90	65	0.65
14775	195	65	50-95	65	0.65



14775

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Sistema de Fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay*
- _ Soporte rollo de papel cromado incluido

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Electric adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _ 60mm rolling wheels
- _ Upholstery skay
- _ Chrome paper roll holder included as standard

⚠ IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours





MESAS / TABLES

EXPLORACION Y RECONOCIMIENTO / EXAMINATION AND TREATMENT



14900

- _Regulable en altura hidráulicamente
- _Hydraulic adjustable height




	cm	cm	cm	kg	m ³
14900	190	65	57-93	75	0.70
14903	190	65	54-94	75	0.70



14903

_Regulable en altura eléctricamente

_Electricadjustable height



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _Orificio para rostro y tapón
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _Tapizado en Skay


⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Hydraulic adjustable height
- _Adjustable headrest by gas-spring (70 and -15°)
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable wheels with braking system
- _Skay upholstery



⚠ IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours





14910



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Three sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.





14910	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



I14913




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Electric adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Three sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



14913	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



14915





14915	210	65	57-95	80	0.78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Tres cuerpos regulables mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Soporte para brazos regulable en altura
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable three sections by gas spring (70° and -30°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Height adjustable arm rest
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery




IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



14918




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Tres cuerpos regulables mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Soporte para brazos regulable en altura
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.





14918	210	65	57-95	80	0.78


TECHNICAL CHARACTERISTICS

EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE

- Electric adjustable height
- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable three sections by gas spring (70° and -30°)
- Breathing hole and upholstery breathing plug
- Height adjustable arm rest
- Retractable wheels with braking system
- Skay upholstery


IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours





14923



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Una pata con nivelador
- _ Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Electric adjustable height
- _ Adjustable head rest by gas spring (70°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ One leveling ending leg
- _ Skay upholstery

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



14920	200	100	55-95	95	1.10
14923	185	65	52-90	65	0.63



TECHNICAL CHARACTERISTICS

ELECTRIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Electric adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack
- _ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _ Skay upholstery



! IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

14920




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera (60°)
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay

! ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**



Colores | Colours





MESAS / TABLES

EXPLORACION Y ENYESADOS / EXAMINATION AND PLASTERING TABLE



14754



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y ENYESADOS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Juego de rulos con soporte de sujeción en ambos lados
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Sistema de fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ EXAMINATION AND PLASTERING TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Rollers set with fixing support on both sides
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Fixe table to the floor
- _ 60mm Rolling wheels
- _ Skay upholstery

14754	195	60	50-90	65	0.60
14756	195	60	50-90	65	0.60

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y PEQUEÑAS CIRUGÍAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Mesa acero inoxidable para cirugía de extremidades, regulable en altura horizontal con sujeción a ambos lados
- _ Arco de narcosis
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Sistema de fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND SMALL SURGERIES TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Stainless steel table for extremities surgery, horizontal height adjustable and support on both sides
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Fixe table to the floor
- _ 60mm Rolling wheels
- _ Skay upholstery

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_ Mesa para cirugía de extremidades superiores

_ Upper extremities surgery table

114756