

12



TABURETES

STOOLS

ED3

inmoclinc 



Inmoclinc, calidad y confianza

Inmoclinc, quality and confidence



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Indice

Index



4	Taburete de cirujano <i>Surgeon stool</i>
6	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
8	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
10	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
11	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
14	Taburete giratorio "Pony" <i>"Pony" revolving stool</i>
16	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
8
4
6
5



I23160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en Skay
- _ Respaldo regulable en altura
- _ Aro reposapiés
- _ Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

! **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gaspring height adjustable
- _ Upholstered in Skay
- _ Backrest adjustable in height
- _ Foot resting ring
- _ Aluminium base or PVC black base with five rolling wheels of 50mm

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores | *Colours*





23200








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ Taburete de cirujano con soporte de brazos giratorio
- _ Estructura de acero cromado
- _ Asiento regulable en altura por bomba
- _ Asiento con prevención ergonómica
- _ Respaldo ergonómico ajustable en altura
- _ Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias con prevención anti-vuelco
- _ Ruedas con freno generalizado
- _ Con reposapiés
- _ Soporte de brazos ajustable en altura, rotación completa de 360°

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Surgeon stool with revolving armrest
- _ Chromed steel structure
- _ Adjustable height by pump
- _ Tingling sensation and ergonomic prevention seat
- _ Ergonomic adjustable back rest
- _ Tilting prevention 5 legs aluminium base
- _ Total break castors
- _ With footrest
- _ Ergonomic, height adjustable and revolving 360° armrest


					
23160	50	50	52-72	8	0,13
23200	60	60	65-85	20	0,36

Negro | Black



_Peana fija

_Fix base



_Peana rodable

_Rolling base

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO ALTO / HIGH REVOLVING STOOL



I23101

_Aro reposapiés

_Round foot resting ring



I23107



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Gas spring elevation
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours










23100

- _Aro reposapiés
- _Round foot resting ring



23106

					
23100	50	50	62-87	10	0,22
23101	55	55	62-87	10	0,22
23106	50	50	62-87	9	0,22
23107	55	55	62-87	9	0,22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Gasspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

TABURETES / *STOOLS*

TABURETE GIRATORIO BAJO / *LOW REVOLVING STOOL*



23119



23118



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en skay
- _ Respaldo regulable en altura
- _ Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring elevation
- _ Upholstered in skay
- _ Backrest adjustable in height
- _ Aluminium base or Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

¡IMPORTANT! Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
23104	50	50	52-69	6	0,13
23105	50	50	52-69	7	0,20
23118	50	50	55-74	7	0,20
23119	55	55	55-74	7	0,20

Colores / *Colours*




**I23105**

Respaldo regulable en altura

Backrest adjustable in height


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- Tapizado en skay
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Chromed steel structure
- Upholstered in skay
- Gas spring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**I23104**



23102



23103



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Aro reposapiés
- _ Tapizado en skay
- _ Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm


! **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gasspring elevation
- _ Foot resting ring
- _ Upholstered in skay
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | *Colours*










23121


23122



					
23102	55	55	62-87	8	0,16
23103	50	50	62-87	8	0,22
23121	50	50	55-74	5	0,14
23122	55	55	55-74	5	0,14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en skay
- _ Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gasspring elevation
- _ Upholstered in skay
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO BAJO / LOW REVOLVING STOOL



23130

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure



23131

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure



23129

- _Estructura de acero cromado
- _Chromed steel structure



23127

- _Estructura de acero cromado
- _Chromed steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustable manually
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



23127	50	50	52-68	3	0,13
23129	55	55	52-68	3	0,13
23130	50	50	52-68	3	0,13
23131	55	55	52-68	3	0,13

Colores / Colours










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
- _ Piana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Black Polyurethane (injected) foam seat
- _ Gas spring elevation
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23189	55	55	55-74	6	0,14
23192	50	50	55-74	6	0,14
23195	55	55	55-74	6	0,14
23198	50	50	55-74	6	0,14

Negro | Black



TABURETES / *STOOLS*

TABURETE GIRATORIO "PONY" / *PONY REVOLVING STOOL*



23170



23173



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en Skay
- _ Asiento basculante
- _ Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring height adjustable
- _ Upholstered in Skay
- _ Tilting seat
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
23170	50	50	60-86	8	0,15
23173	55	55	60-86	8	0,18
23180	50	50	60-86	8	0,15
23183	55	55	60-86	8	0,18



23180

23183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en Skay
- _ Asiento Basculante
- _ Respaldo regulable en altura y basculante
- _ Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

! ¡**IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring height adjustable
- _ Upholstered in Skay
- _ Tilting seat
- _ Height adjustable and tilting backrest
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores | Colours



TABURETES / STOOLS

FICHAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Aro reposapiés
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Round footrest
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23100	50	50	62-87	10	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Aro reposapiés
- _Tapizado en skay
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Round foot resting ring
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23103	50	50	62-87	8	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Height adjustable backrest
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23106	50	50	62-87	9	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Aro reposapiés
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Round footrest
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23101	55	55	62-87	10	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Aro reposapiés
- _Tapizado en skay
- _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Round foot resting ring
- _Upholstered in skay
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm
- _Optional: Black PVC base

23102	55	55	62-87	8	0,16



TABURETE GIRATORIO ALTO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Height adjustable backrest
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23107	55	55	62-87	9	0,22



TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Height adjustable backrest
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23118	50	50	55-74	7	0,20



TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Upholstered in skay
- _Gaspring elevation
- _Height adjustable backrest
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23119	55	55	55-74	7	0,20

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23121	50	50	55-74	5	0,14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Peano de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation
- _Upholstered in skay
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



23122	55	55	55-74	5	0,14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Height adjustable manually
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23127	50	50	52-68	3	0,13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peano de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Height adjustable manually
- _Upholstered in skay
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



23129	55	55	52-68	3	0,13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero inoxidable
- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Stainless steel structure
- _Height adjustable manually
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23130	50	50	52-68	3	0,13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero inoxidable
- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peano de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Stainless steel structure
- _Height adjustable manually
- _Upholstered in skay
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



23131	55	55	52-68	3	0,13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas activada con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- _Tapizado en skay
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23104	50	50	52-69	6	0,13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gaspring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- _Upholstered in skay
- _Height adjustable backrest
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23105	50	50	52-69	7	0,13



- | | |
|--|---|
| TABURETE GIRATORIO BAJO
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Tapizado en Sky
_Respaldo regulable en altura
_Aro reposapiés
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm | LOW REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring height adjustable
_Upholstered in Sky
_Backrest adjustable in height
_Foot resting ring
_Aluminium base with five rolling wheels of 50 mm |
|--|---|

23160	50	50	52-72	8 0,13



- | | |
|---|--|
| TABURETE GIRATORIO "PONY"
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Tapizado en Sky
_Asiento Basculante
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm | PONY REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring height adjustable
_Upholstered in Sky
_Tilting seat
_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm |
|---|--|

23170	50	50	60-86	8 0,15



- | | |
|---|---|
| TABURETE GIRATORIO "PONY"
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Tapizado en Sky
_Asiento Basculante
_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm | PONY REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring height adjustable
_Upholstered in Sky
_Tilting seat
_Height adjustable and tilting wheels of 50mm |
|---|---|

23173	55	55	60-86	8 0,18



- | | |
|---|---|
| TABURETE GIRATORIO "PONY"
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Tapizado en Sky
_Asiento Basculante
_Respaldo regulable en altura y basculante
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm | PONY REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring height adjustable
_Upholstered in Sky
_Tilting seat
_Height adjustable and tilting backrest
_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm |
|---|---|

23180	50	50	60-86	8 0,15



- | | |
|---|---|
| TABURETE GIRATORIO "PONY"
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Tapizado en Sky
_Asiento Basculante
_Respaldo regulable en altura y basculante
_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm | PONY REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring height adjustable
_Upholstered in Sky
_Tilting seat
_Height adjustable and tilting backrest
_Black PVC base with five rolling wheels of 50mm |
|---|---|

23183	55	55	60-86	8 0,18



- | | |
|---|--|
| TABURETE GIRATORIO BAJO
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm | LOW REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Upholstered in sky
_Gaspring elevation
_Black Polyurethane (injected) foam seat
_Black PVC base with five rolling wheels of 50mm |
|---|--|

23195	55	55	55-74	6 0,14



- | | |
|--|---|
| TABURETE GIRATORIO BAJO
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm | LOW REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring elevation
_Black Polyurethane (injected) foam seat
_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm |
|--|---|

23198	50	50	55-74	6 0,14



- | | |
|---|---|
| TABURETE GIRATORIO BAJO
_Estructura de acero cromado
_Elevación a gas
_Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm | LOW REVOLVING STOOL
_Chromed steel structure
_Gaspring elevation
_Black Polyurethane (injected) foam seat
_Black PVC base with five rolling wheels of 50mm |
|---|---|

23189	55	55	55-74	6 0,14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

- _Chromed steel structure
- _Gas spring elevation
- _Black Polyurethane (injected) foam seat
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



23192	50	50	55-74	6	0,14

TABURETE DE CIRUJANO CON SOPORTE DE BRAZOS GIRATORIO

- _Estructura de acero cromado
- _Asiento regulable en altura por bomba
- _Asiento con prevención ergonómica
- _Respaldo ergonómico ajustable en altura
- _Peano de aluminio con cinco ruedas giratorias con prevención anti-vuelco
- _Ruedas con freno generalizado
- _Con reposapiés
- _Soporte de brazos ajustable en altura, rotación completa de 360°

SURGEON STOOL WITH REVOLVING ARMREST

- _Chromed steel structure
- _Adjustable height by pump
- _Tingling sensation and ergonomic prevention seat
- _Ergonomic adjustable back rest
- _Tilting prevention 5 legs
- _Total break castors
- _With footrest
- _Ergonomic, height adjustable and revolving 360° armrest



23200	60	60	65-85	20	0,36

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
 91 872 96 17
 91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

12