

5

LAMPARAS

LAMPS



ED4

inmoclinc 

inmoclinc

5



in the world



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



CE

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index

4	Lámpara de exploración led y halógenas <i>Led and halogen examination lamp</i>
8	Lámparas de rayos infrarrojos <i>Infrared lamps</i>
10	Lámparas lupas con luz <i>Magnifying lens lamps with light</i>
12	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>



21
84
56

20005

- _Fuente de luz LED
- _Luz fría
- _Potencia 10w
- _Protector cortacircuitos
- _Iluminación 42.000 Lux a 50cm
- _Iluminación 12.000 Lux a 1m
- _Temperatura de color 4750°K

- _LED light
- _Cold light
- _Power: 10w
- _Short circuit protector
- _Illumination 42000 Lux to 50cm
- _Illumination 12000 Lux to 1m
- _Colour temperature: 4750°K

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****LÁMPARAS DE EXPLORACIONES MÉDICAS**

- _Estructura acero cromado
- _Flexo multiposicional flexible
- _Voltaje 220v
- _Longitud del cable 150cm
- _Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

20000

- _Fuente de luz 12v halógena
- _Potencia 50w
- _50-60Hz
- _Iluminación 140.000 Lux a 30cm
- _Iluminación 61.000 Lux a 50cm
- _Iluminación 16.000 Lux a 1m
- _Transformador incorporado con fusible de seguridad
- _Temperatura de color 3100°K
- _Doble interruptor para baja intensidad

- _12v halogen light source
- _Power: 50w
- _50-60Hz
- _Illumination 140000 Lux to 30cm
- _Illumination 61000 Lux to 50cm
- _Illumination 16000 Lux to 1m
- _Short circuit protector
- _Colour temperature: 3100°K
- _Double switch for low brightness

**TECHNICAL CHARACTERISTICS****EXAMINATION LAMPS**

- _Chromed steel structure
- _Source of light orientated to limitless positions
- _Voltage 220v
- _Cable length: 150cm
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
20000	50	50	125	5	0,31
20005	50	50	125	5	0,31

20018

20015



- _ Fuente de luz LED 10w 24°
- _ Luz fría
- _ Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- _ Rendimiento de calor 80%
- _ Temperatura de color 3000°K

- _ LED light 10w 24°
- _ Cold light
- _ Voltage: 220v
- _ Illumination 15000 Lux to 50cm
- _ Colour rendering RA 80%
- _ Colour temperature: 3000°K



- _ Fuente de luz 35w 8°
- _ Lámpara halógena
- _ Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- _ RA 95%
- _ Temperatura de color 4000°K

- _ 35w 8° light source
- _ Halogen lamp
- _ 50000 Lux to 50cm
- _ Colour rendering RA 95%
- _ Colour temperature: 4000°K

					
20015	65	65	125	6	0,53
20018	65	65	125	6	0,53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ LÁMPARA DE CIRUGÍA MENOR
- _ Estructura acero con revestimiento epoxy
- _ Flexo multiposicional flexible
- _ Voltaje 220v
- _ Longitud del cable 150cm
- _ Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MINOR SURGERY LAMP
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Source of light oriented to limitless positions
- _ Voltage: 220v
- _ Cable lenght 150cm
- _ White PVC base of 65 cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes

20104

20090

- _No produce calor
- _Voltage 220V
- _Fuente de luz, 35w 8°
- _Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- _Rendimiento de color 95%
- _Temperatura de color 4000°K
- _Longitud de cada brazo: 50x55cm

- _No heat
- _Voltage: 220V
- _35w 8° light source
- _Illumination 50000 Lux to 50cm
- _Colour rendering RA 95%
- _Colour temperature 4000°K
- _Arm lenght: 50x55cm
- _Lampshade diameter: 15cm

- _Luz fria
- _Fuente de luz LED, 10w 24°
- _Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- _Rendimiento de color 80%
- _Temperatura de color 3000°K

- _Cold Light
- _Watt 10w 24°
- _Illumination 15000 Lux to 50cm
- _Colour rendering 80%
- _Colour temperature 3000°K



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _LÁMPARAS DE EXPLORACIONES MÉDICAS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Lámpara halógena
- _Longitud del cable: 150mm
- _Peana de PVC blanca de 65cm con ruedas giratorias de 40mm, tres con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION LAMPS
- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Halogen lamp
- _Cable length: 150cm
- _White PVC base of 65cm with rolling wheels of 45cm, three of them with brakes

					
20090	65	65	110-160	10	0,46
20104	65	65	110-160	10	0,46



20102



_Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20101



20103



20100



_Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _LÁMPARAS DE EXPLORACIONES MÉDICAS
- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Lámpara de 100w incandescente

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION LAMPS
- _Chromed tubular steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _100w incandescent lamp

					
20100	50	50	90-190	4	0,20
20101	55	55	90-190	4	0,20
20102	55	55	108-150	4	0,20
20103	50	50	108-150	4	0,20

20121



20122

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

_ Bombilla especial de infrarrojos de 150w

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_ Special 150w infrared light bulb

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
 _ Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
 _ Fuente de luz IRE-27
 _ Longitud de brazos 50+55cm
 _ Diámetro del cabezal: 21cm
 _ Peana de PVC color blanco Ø65cm con ruedas giratorias de 40 mm, 3 con freno
 _ Bombilla especial de 150w que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras
 _ Interruptor situado en el cable
 _ Longitud del cable: 150cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_ Steel structure with epoxy coating
 _ Multiple positioning focus and adjustable in height
 _ IRE-27 light source
 _ Arm lenght: 50+55cm
 _ Head diameter: 21cm
 _ Switch located in the in the cable
 _ Cable lenght: 150cm
 _ White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 40mm, three of the with brakes
 _ Special light bulbs of 150w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micres

					
20109	55	55	90-190	5	0,20
20112	50	50	90-190	5	0,20
20121	65	65	125-190	12	0,55



20109



_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20112



_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Bombilla especial de 250w que emite radiaciones infrarrojas, comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Special light bulbs of 250w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micre.

20108

20110



_Tubo fluorescente circular de 22w

_Fluorescent circular tube 22w



_Luz fria sin sombra

_Fuente de luz LED 80HF 8w

_Cold light

_LED light 80HF 8w

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en Epoxy
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Lupa de cristal 5 dioptrías
- _Diámetro de la lente: 125mm
- _Brazos compensados por muelles internos
- _Interruptor situado en el cabezal
- _Tapa de seguridad
- _Longitud del cable: 150cm
- _Pena de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Cold light
- _Crystal len: 5 dioptres
- _Len diameter: 125mm
- _Arm compensated by internal springs
- _Switch located on the focus
- _Security lid
- _Cable lenght: 150cm
- _White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes



20107

20106



_Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm



_Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Tubo fluorescente circular de 22w
- _Lupa de 5 dioptrías
- _Diámetro de lente 125mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Fluorescent circular tube of 22w
- _Five dioptries lens
- _Len diameter: 125mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Tubo fluorescente circular
- _Lente de cristal de 5 dioptrías
- _Pena de acero pintado con cinco ruedas giratorias de 45 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Fluorescent circular tube
- _Crystal len: 5 dioptries
- _Painted steel base with five rolling wheels of 45 mm

20106	50	50	110-190	5	0,25
20107	55	55	110-190	5	0,33
20108	65	65	125-190	12	0,55
20110	65	65	125-190	12	0,55

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Flexo multiposicional flexible
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm
- Fuente de luz 12v halógena
- Potencia 50w
- Iluminación 140.000 Lux a 30cm
- Iluminación 61.000 Lux a 50cm
- Transformador incorporado con fusible de seguridad
- Doble interruptor para baja intensidad

EXAMINATION LAMP

- Chromed steel structure
- Source of light orientated to limitless positions
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm
- 12v halogen light source
- Power: 50w
- Illumination 140000 Lux to 30cm
- Illumination 61000 Lux to 50cm
- Short circuit protector
- Colour temperature: 3100°K
- Double switch for low brightness intensity

					
20000	50	50	125	5	0,31

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Flexo multiposicional flexible
- Voltaje 220v
- Longitud del cable 150cm
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm
- Fuente de luz LED
- Potencia 10w
- Protector cortacircuitos
- Iluminación 42.000 Lux a 50cm
- Iluminación 12.000 Lux a 1m
- Temperatura de color 4750°K

EXAMINATION LAMP

- Chromed steel structure
- Source of light orientated to limitless positions
- Voltage 220v
- Cable length: 150cm
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm
- LED light
- Power: 10w
- Short circuit protector
- Illumination 42000 Lux to 50cm
- Illumination 12000 Lux to 1m
- Colour temperature: 4750°K

					
20005	50	50	125	5	0,31

**LÁMPARA DE CIRUGIA MENOR**

- Estructura acero con revest. epoxy
- Flexo multiposicional flexible
- Longitud del cable 150cm
- Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno
- Fuente de luz 35w 8°
- Lámpara halógena
- Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- RA 95%
- Temperatura de color 4000°K

MINOR SURGERY LAMP

- Steel structure with epoxy coating
- Source of light oriented to limitless positions
- Cable length 150cm
- White PVC base of 65 cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes
- 35w 8° light source
- Halogen lamp
- 50000 Lux to 50cm
- Colour rendering RA 95%
- Colour temperature: 4000°K

					
20015	65	65	125	6	0.53

**LÁMPARA DE CIRUGIA MENOR**

- Estructura acero con revest. epoxy
- Flexo multiposicional flexible
- Longitud del cable 150cm
- Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno
- Fuente de luz LED 10w 24°
- Luz fría
- Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- Rendimiento de calor 80%
- Temperatura de color 3000°K

MINOR SURGERY LAMP

- Steel structure with epoxy coating
- Source of light oriented to limitless positions
- Cable length 150cm
- White PVC base of 65 cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes
- LED light 10w 24°
- Cold light
- Illumination 15000 Lux to 50cm
- Colour rendering RA 80%
- Colour temperature: 3000°K

					
20018	65	65	125	6	0.53

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara de 100w incandescente
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

EXAMINATION LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- 100w incandescent lamp
- Aluminium base with five rolling wheels of 50 mm

					
20100	50	50	90-190	4	0.20

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara de 100w incandescente
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

EXAMINATION LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- 100w incandescent lamp
- Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

					
20101	55	55	90-190	4	0.20

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara de 100w incandescente
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

EXAMINATION LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- 100w incandescent lamp
- Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

					
20102	55	55	108-150	4	0.20

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara de 100w incandescente
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

EXAMINATION LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- 100w incandescent lamp
- Aluminium base with five rolling wheels of 50 mm

					
20103	50	50	108-150	4	0.20

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estruct. de acero con revest. en epoxy
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara halógena
- Longitud del cable: 150mm
- Peana de PVC blanca de 65cm con ruedas giratorias de 40mm, tres con freno
- Luz fría
- Fuente de luz LED, 10w 24°
- Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- Rendimiento de color 80%
- Temperatura de color 3000°K

EXAMINATION LAMPS

- Steel structure with epoxy coating
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Halogen lamp
- Cable length: 150cm
- White PVC base of 65cm with rolling wheels of 45cm, three of them with brakes
- Cold Light
- LED Light, 10w 24°
- Illumination 15000 Lux to 50cm
- Colour rendering 80%
- Colour temperature 3000°K

20090	65	65	110-160	10	0,46

**LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- Estruct. de acero con revest. en epoxy
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Lámpara halógena
- Longitud del cable: 150mm
- Peana de PVC blanca de 65cm con ruedas giratorias de 40mm, tres con freno
- No produce calor
- Fuente de luz, 35w 8°
- Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- Rendimiento de color 95%
- Temperatura de color 4000°K
- Longitud de cada brazo: 50x55cm

EXAMINATION LAMPS

- Steel structure with epoxy coating
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Halogen lamp
- Cable length: 150cm
- White PVC base of 65cm with rolling wheels of 45cm, three of them with brakes
- No heat
- 35w 8° light source
- Illumination 50000 Lux to 50cm
- Colour rendering RA 95%
- Colour temperature 4000°K
- Arm length: 50x55cm

20104	65	65	110-160	10	0,46

**LÁMPARA DE RAYOS INFRARROJOS**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Bombilla especial de 250w que emite radiaciones infrarrojas, comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

INFRARED LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Special light bulbs of 250w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micre.
- Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20109	55	55	90-190	5	0,20

**LÁMPARA DE RAYOS INFRARROJOS**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Bombilla especial de 250w que emite radiaciones infrarrojas, comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

INFRARED LAMPS

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Special light bulbs of 250w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micre.
- Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

20112	50	50	90-190	5	0,20

**LÁMPARA DE RAYOS INFRARROJOS**

- Estruct. de acero con revest. en epoxy
- Foco orientable y graduable en altura
- Fuente de luz IRE-27
- Longitud de brazos 50+55cm
- Diámetro del cabezal: 21cm
- Peana de PVC color blanco ø65cm con ruedas giratorias de 40 mm, 3 con freno
- Bombilla especial de 150w que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras
- Interruptor situado en el cable
- Longitud del cable: 150cm

INFRARED LAMPS

- Steel structure with epoxy coating
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- IRE-27 light source
- Arm length: 50+55cm
- Head diameter: 21cm
- Switch located in the cable
- Cable length: 150cm
- White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 40mm, three of the with brakes
- Special light bulbs of 150w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micres

20121	65	65	125-190	12	0,55

**BOMBILLA ESPECIAL DE INFRARROJOS DE 150w****SPECIAL 150w INFRARED LIGHT BULB**

20122	-	-	-	-	-

**LÁMPARA LUPA CON LUZ**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Tubo fluorescente circular
- Lente de cristal de 5 dioptrías
- Peana de acero pintado con cinco ruedas giratorias de 45 mm
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

MAGNIFYING LENS LAMP WITH LIGHT

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Fluorescent circular tube
- Crystal len: 5 dioptries
- Painted steel base with five rolling wheels of 45 mm
- Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

20106	50	50	110-190	5	0,25

**LÁMPARA LUPA CON LUZ**

- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Tubo fluorescente circular de 22w
- Lupa de 5 dioptrías
- Diámetro de lente 125mm
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

MAGNIFYING LENS LAMP WITH LIGHT

- Chromed steel structure
- Multiple positioning focus and adjustable in height
- Fluorescent circular tube of 22w
- Five dioptries lens
- Len diameter: 125mm
- Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20107	55	55	110-190	5	0,33

**LÁMPARA LUPA CON LUZ**

- _Estruct. de acero con revest. en Epoxy
- _Foco orientable y graduable en altura
- _Lupa de cristal 5 dioptrías
- _Diámetro de la lente: 125mm
- _Brazos compensados por muelles internos
- _Interruptor situado en el cabezal
- _Tapa de seguridad
- _Longitud del cable: 150cm
- _Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno
- _Tubo fluorescente circular de 22w

MAGNIFYING LENS LAMP WITH LIGHT

- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Crystal len: 5 dioptrés
- _Len diameter: 125mm
- _Arm compensated by internal springs
- _Switch located on the focus
- _Security lid
- _Cable lenght: 150cm
- _White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes
- _Fluorescent circular tube 22w

					
20108	65	65	125-190	12	0,55

**LÁMPARA LUPA CON LUZ**

- _Estruct. de acero con revest. en Epoxy
- _Foco orientable y graduable en altura
- _Lupa de cristal 5 dioptrías
- _Diámetro de la lente: 125mm
- _Brazos compensados por muelles internos
- _Interruptor situado en el cabezal
- _Tapa de seguridad
- _Longitud del cable: 150cm
- _Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno
- _Luz fría sin sombra
- _Fuente de luz LED 80HF 8w

MAGNIFYING LENS LAMP WITH LIGHT

- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Crystal len: 5 dioptrés
- _Len diameter: 125mm
- _Arm compensated by internal springs
- _Switch located on the focus
- _Security lid
- _Cable lenght: 150cm
- _White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes
- _Cold light
- _LED light 80HF 8w

					
20110	65	65	125-190	12	0,55

LAMPARAS

LAMPS

5

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com