

11

SILLONES
ARMCHAIRS



ED4


inmoclinc 

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON DE EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR



21184



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo y piecero articulados mediante resorte de gas
- Varias posiciones
- Reposa brazos giratorios y regulables en altura
- Altura del asiento 50cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Steel structure with epoxy coating
- Backrest and footrest gas-spring operated
- Different optional positions
- Rolling armrests adjustable in height
- Height of seat 50cm

					
21184	172	60	120	32	0,51

inmoclinic
Furniture for your health



_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

_Auxiliary reclining and adjustable in height tables



Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA EXTRACCIONES / BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR



21180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- _Reposabrazos regulables y desmontables
- _Largo extendido: 165cm
- _Altura del asiento 60cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- _Adjustable and removable armrest
- _Length of seat extended: 165cm
- _Height of seat 60cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60

**21182**

_Tapizado Ergonómico
_Ergonomic upholstery

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON CONVERTIBLE EN CAMA / PATIENT'S ARMCHAIR BED

21174




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- _Convertible en cama
- _Somier articulado de acero con revestimiento en epoxy
- _Tapizado en skay
- _Altura de asiento: 48cm
- _Largo extendido: 190cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _HOSPITAL PATIENT'S ARMCHAIR
- _It is converted into bed
- _Steel structure with epoxy coating articulated mattress
- _Upholstered in skay
- _Seat height: 48cm
- _Extendable Length: 190cm




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours



inmoclinc
Furniture for your health



21176



					
21174	150	100	90	60	1,35
21176	210	86	90	40	1,62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- _Goma espuma de alta densidad
- _Tapizado en skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S ARMCHAIR
- _High density foam
- _Upholstered in skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLONES DE DESCANSO / HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR

21154



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo abatible a gas
- Reposa brazos abatibles
- Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- Altura del asiento 50cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- Steel structure with epoxy coating
- Reclining backrest gas-spring operated
- Folding armrest
- Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- 100mm rolling wheels. Two with brakes
- Height of seat 50cm

					
21154	65	83	120	40	0,69
21158	65	75	105	30	0,51

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

inmoclinc
Furniture for your health



_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

21158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- _Altura del asiento 42 cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat
- _Height of seat 42cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLONES DE DESCANSO / HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR

21161



21162

_Ruedas de 80mm dos de ellas con freno

_80mm rolling wheels. Two with brakes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



**21164****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.















					
21161	65	80	115	30	0,60
21162	65	80	115	30	0,60
21164	65	80	115	30	0,60

Colores / Colours

											
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Colores | Colours



Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

SILLONES

ARMCHAIRS

11

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmocline.com
www.inmocline.com