

2


CARROS

TROLLEYS

ED3

inmoclinc 





Inmoclinc, calidad y confianza

Inmoclinc, quality and confidence



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Indice

Index

4	Carros de curas	_____
	<i>Cure trolleys</i>	
10	Carros de medicación	_____
	<i>Medication trolleys</i>	
15	Accesorios	_____
	<i>Accessories</i>	
16	Armarios para medicación	_____
	<i>Medication cabinets</i>	
18	Carros de urgencias y parada	_____
	<i>Crash trolleys</i>	
19	Carros porta historias clínicas	_____
	<i>Clinic files trolleys</i>	
20	Carros para escayolas	_____
	<i>Plaster trolleys</i>	
21	Carros porta bala de oxígeno	_____
	<i>Oxygen bottle trolleys</i>	
22	Carros para ropa	_____
	<i>Linen trolleys</i>	
23	Carros para limpieza	_____
	<i>Cleaning trolleys</i>	
28	Carros para distribución de comidas	_____
	<i>Distribution food trolleys</i>	
30	Fichas técnicas	_____
	<i>Technical specifications</i>	




21
8
4
6
5

CARROS / TROLLEYS

CARROS DE CURAS / CURE TROLLEYS



I10147



_Soporte para frascos

_Bottles support



I10143



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Bloque pintado con tres cajones
- _Plano superior e inferior en acero inoxidable con reborde de 5cm.
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Painted block with three drawers
- _Stainless steel upper and lower shelves with 5cm upper rim around three sides
- _Gauze basin holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basin. Ref: 20183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Barandilla en tres lados, en los tres planos
- _Cajón superior
- _Soporte para frascos
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Protección anti-choque
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Three shelves with upper rails on three sides
- _Upper drawer
- _Bottles Holder
- _Stainless steel waste bin
- _Bumper protection
- _100mm rolling wheels



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basin. Ref: 20183



10152

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ Estructura acero cromado
- _ Tres bandejas acero inoxidable
- _ Dos cajones inoxidable
- _ Soporte para bombonas porta curas
- _ Cubo de residuos inoxidable
- _ Empujador lateral
- _ Ruedas giratorias de 80mm
- _ OPCIONAL: Bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Three stainless steel shelves
- _ Two stainless steel drawers
- _ Gauze basins holder support
- _ Stainless steel waste bin
- _ Pushing lateral handle
- _ 80mm rolling wheels
- _ Optional: Gauze basins. Ref: 20183



10155

					
10143	80	45	85	27	0.31
10147	70	45	88	24	0.28
10152	105	45	80	17	0.37
10155	97	50	88	25	0.43

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO DE CURAS RAMÓN Y CAJAL
- _ Estructura acero inoxidable
- _ Dos planos con barandilla en tres lados
- _ Dos cajones de con frontal acero inoxidable
- _ Cubo de residuos inoxidable
- _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CURE TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Two stainless steel shelves with hand rails around three sides
- _ Two PVC drawers with stainless steel front
- _ Stainless steel waste bin
- _ 100mm rolling wheels

CARROS / TROLLEYS

CARROS DE CURAS / CURE TROLLEYS



I10149

_Estructura acero cromado

_Chromed steel structure



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183



I10144

_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels



10146

- _Estructura acero inoxidable
- _OPCIONAL: Bombonas porta curas. Ref: 20183
- _Stainless steel structure
- _OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Three stainless steel shelves
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

					
10144	82	45	80	14	0.30
10146	105	45	80	14	0.37
10149	105	45	80	13	0.37

CARROS / TROLLEYS

CARROS DE CURAS / CURE TROLLEYS



10150

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure



10145

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- _Bandeja superior e inferior inoxidable
 - _Cubo de residuos inoxidable
 - _Empujador lateral
 - _Ruedas giratorias de 80mm

- TECHNICAL CHARACTERISTICS**
- _Two stainless steel trays
 - _Stainless steel waste bin
 - _Pushing lateral handle
 - _80mm rolling wheels



10153

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Two stainless steel trays
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

10145	70	40	80	10	0.22
10150	70	40	80	10	0.22
10153	92	40	80	12	0.29
10157	92	40	80	12	0.29



_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure

10157



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Plano superior acero inoxidable con barandilla
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Tabla de parada
- _ Tres cajones superiores
- _ Puertas con cerradura
- _ Protección antichoques
- _ Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Stainless steel top working area with a handrail
- _ Oxygen cylinder holder
- _ IV drip rod support adjustable in height
- _ Back board
- _ Three upper drawers
- _ Lower doors with lock
- _ Bumper protection
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes



I10184



I10187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero inoxidable
- _ Tres planos con barandillas en tres lados
- _ Cajón superior
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Tabla de parada
- _ Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Three stainless steel shelves with handrails on three sides
- _ Upper drawer
- _ IV drip rod support adjustable in height
- _ Back board
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Tapa con cerradura de seguridad
- _ Capacidad para 50 carpetas (medidas de la carpeta 38cm x 43cm)
- _ Ruedas giratorias de 80mm, dos con freno
- _ OPCIONAL: carpetas. Ref: 10220C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Top with security lock
- _ Capacity for 50 files (files measures 38cm x 43cm)
- _ Pushing lateral handle
- _ 80mm rolling wheels, with brakes
- _ OPTIONAL: files. Ref: 10220C

10220



10220-C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ CARRO DE MEDICACIÓN
- _ Estructura acero inoxidable
- _ Entrepañó superior liso
- _ Entrepañó inferior con reborde en los cuatro lados
- _ Cubo de residuos inoxidable
- _ 18 cajones en cada lateral
- _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MEDICATION TROLLEYS
- _ Stainless steel structure
- _ Upper shelf
- _ Lower shelf with upper rim on three sides
- _ Stainless steel waste bin
- _ 18 transparent boxes located on each side
- _ 100mm rolling wheels

10195



					
10184	70	65	90	35	0.40
10187	75	60	88	27	0.40
10195	100	50	100	35	0.50
10220	75	55	85	18	0.35

CARROS / TROLLEYS

CARROS PARA ESCAYOLAS / PLASTER TROLLEYS



I10200

_Estructura acero pintado

_Painted steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Tablero superior abatible inoxidable
- _ Dos cubetas de 8 litros de 360mm
- _ Armario inferior con tres compartimentos
- _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel retractable upper shelf
- _ Two basins with 8 litres capacity and 360mm diameter
- _ One lower cabinet divided in three compartments
- _ 100mm rolling wheels

I10202

_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure



CARROS / TROLLEYS

CARROS PARA ROPA LIMPIA / CLEAN LINEN TROLLEYS



I10227

- _Estructura acero inoxidable
- _Dos baldas lisas

- _Stainless steel structure
- _Two shelves



I10226

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres baldas lisas

- _Stainless steel structure
- _Three shelves



I10229

- _Estructura acero pintado
- _Tres baldas lisas

- _Painted steel structure
- _Three shelves



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _CARRO PARA ROPA LIMPIA
- _Tres baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _CLEAN LINEN TROLLEY
- _Three smooth shelves
- _100mm rolling wheels



10247

					
10226	95	55	95	21	0.50
10227	95	55	95	21	0.50
10229	98	54	120	21	0.64
10247	93	63	95	22	0.56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero inoxidable
- _ Tres baldas lisas
- _ Soporte abatible para bolsa de ropa sucia
- _ Ruedas giratorias de 100mm
- _ Largo extendido: 115cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Three smooth shelves
- _ Retractable support for soiled linen bag
- _ 100mm rolling wheels
- _ Full length: 115cm

CARROS / TROLLEYS

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS / FOOD DISTRIBUTION TROLLEYS



10126

- _Dos baldas lisas
- _Two smooth shelves



10129

- _Tres baldas lisas
- _Three smooth shelves








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _FOOD DISTRIBUTION TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _100mm rolling wheels

					
10126	95	55	95	18	0.50
10129	95	55	95	22	0.50
10130	95	55	95	18	0.50
10133	95	55	95	22	0.50



I10130

- _Dos baldas con reborde de 5cm
- _Two shelves with 5cm upper rim



I10133

- _Tres baldas con reborde de 5cm
- _Three shelves with 5cm upper rim



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _FOOD DISTRIBUTION TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _100mm rolling wheels

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

2