


2





CARROS

TROLLEYS

ED3

inmoclinc 



Inmoclinc, calidad y confianza

Inmoclinc, quality and confidence



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Indice

Index




4	Carros de curas <i>Cure trolleys</i>
10	Carros de medicación <i>Medication trolleys</i>
15	Accesorios <i>Accessories</i>
16	Armarios para medicación <i>Medication cabinets</i>
18	Carros de urgencias y parada <i>Crash trolleys</i>
19	Carros porta historias clínicas <i>Clinic files trolleys</i>
20	Carros para escayolas <i>Plaster trolleys</i>
21	Carros porta bala de oxígeno <i>Oxygen bottle trolleys</i>
22	Carros para ropa <i>Linen trolleys</i>
23	Carros para limpieza <i>Cleaning trolleys</i>
28	Carros para distribución de comidas <i>Distribution food trolleys</i>
30	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
84
56



10147



_Soporte para frascos

_Bottles support



10143



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Barandilla en tres lados, en los tres planos
- _Cajón superior
- _Soporte para frascos
- _Cubo de residuos inoxidables
- _Protección anti-choque
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Three shelves with upper rails on three sides
- _Upper drawer
- _Bottles Holder
- _Stainless steel waste bin
- _Bumper protection
- _100mm rolling wheels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Bloque pintado con tres cajones
- _Plano superior e inferior en acero inoxidable con reborde de 5cm.
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Painted block with three drawers
- _Stainless steel upper and lower shelves with 5cm upper rim around three sides
- _Gauze basin holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basin. Ref: 20183



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basin. Ref: 20183

10152

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _Estructura acero cromado
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Dos cajones inoxidables
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: Bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Two stainless steel drawers
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _Optional: Gauze basins. Ref: 20183



10155

					
10143	80	45	85	27	0.31
10147	70	45	88	24	0.28
10152	105	45	80	17	0.37
10155	97	50	88	25	0.43

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO DE CURAS RAMÓN Y CAJAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Dos planos con barandilla en tres lados
- _Dos cajones de con frontal acero inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _CURE TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _Two stainless steel shelves with hand rails around three sides
- _Two PVC drawers with stainless steel front
- _Stainless steel waste bin
- _100mm rolling wheels

CARROS / TROLLEYS

CARROS DE CURAS / CURE TROLLEYS



10149

_Estructura acero cromado

_Chromed steel structure



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183



10144

_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels

10146

_Estructura acero inoxidable
_OPCIONAL: Bombonas porta curas. Ref: 20183

_Stainless steel structure
_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Three stainless steel shelves
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

					
10144	82	45	80	14	0.30
10146	105	45	80	14	0.37
10149	105	45	80	13	0.37



I10150

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure



I10145

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Two stainless steel trays
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels



10153

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure



_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183






_OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Two stainless steel trays
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins. Ref: 20183

					
10145	70	40	80	10	0.22
10150	70	40	80	10	0.22
10153	92	40	80	12	0.29
10157	92	40	80	12	0.29



_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure

10157



10191

_Un cassette desmontable compuesto por nueve cajetines de 3 litros y dos de 4,5 litros, todos ellos con cerradura de seguridad

_Removable cassette composed of nine boxes of 3 liters and two of 4,5 liter, all of them with locker key

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio con paneles fenólicos
- _Parte inferior dos cajones grandes
- _Empujador lateral
- _Cubo de PVC
- _Soporte para botellas y frascos
- _Bandeja lateral abatible
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure with phenolic panels
- _Pushing lateral handle
- _PVC waste bin
- _Support for bottles and jars
- _Retractable lateral tray
- _125mm rolling wheels, two with brakes



	56	50	113	48	0.32
10191	56	50	113	48	0.32
10192	56	50	113	62	0.32

10192

_Dos cassettes desmontables uno por cada lateral, cada cassette compuesto por nueve cajetines de 3 litros y dos de 4,5 litros, todos ellos con cerradura de seguridad

_Removable cassette for each lateral, composed of nine boxes of 3 liters and two of 4,5 liter, all of them with locker key



_Vista B

_View B



_Vista A

_View A





I10204

- _Panel con guías para cestas
- _Cinco cestas ISO DE 450x400x100mm (sin separadores) (opcional)

- _Pannels with slides for baskets
- _Five ISO baskets of 450x400x100mm (dividers not include) (optional)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de polietileno
- _Dos puertas abatibles
- _Cerradura con llave
- _Empujador lateral
- _Ruedas de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver página 15)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Two doors
- _Locking key
- _Pushing handle
- _125mm wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories (see page 15)








10205

- _Panel con guías para bandejas y cestas
- _Seis bandejas con 24 cajas para medicación de 300x90x80mm
- _Una cesta ISO de 450x400x100mm (sin separadores) (opcional)

- _Panels with slides for baskets and shelves
- _Six baskets with 24 medication boxes of 300x90x80mm
- _One ISO basket of 450x400x100mm (dividers not include) (optional)



	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ³
10204	62	54	98	57	0.33
10205	62	54	98	57	0.33



10206

- + 10182/40
- + 10182/41
- + 10182/42



10206



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Base con protección antigolpes de polietileno
- _ Guías telescópicas con autocierre y marco
- _ Seis cajones con cestas ISO de 450x400x100mm
- _ Apertura total 110%
- _ Empujador lateral
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver página 15)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _ Telescopic slides with automatic shutting system and frame
- _ Six drawers with ISO basket of 450x400x100mm
- _ 100% opening
- _ Pushing handle
- _ 125mm wheels, two with brakes
- _ Equipped with optional accessories (see page 15)



10206 62 54 98 57 0.33

10182-40

SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
SUPPORT WITH TILTING BINS



10182-41

CUBO DE PVC
PVC WASTE BIN




10182-42

SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
THROW-AWAY CONTAINER




10182-43

SOPORTE CONTENEDOR DE CATETERES
CATHETER CONTAINER SUPPORT



10182-44

SOPORTE LATERAL
SIDE SUPPORT



10182-45

CESTA ISO MODULAR
Para medicamentos y materiales fungibles
Fabricada en ABS



ISO MODULAR BASKET
For drugs and expendable goods
Made of ABS





10182-46

SEPARADOR
Separador flexible y deslizante con puntos de rotura cada 10 ó 20mm

DIVIDER
Flexible sliding divider with breaking points every 10 or 20mm



10182-47





3028

_Armario para medicación mural
_Medication wall-hanging cabinet



3031

_Armario para medicación mural
_Medication wall-hanging cabinet

3032

_ Armario para medicación con peana
_ Medication cabinet with base



_ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero inoxidable
- _ Dimensiones de alto y fondo adaptable a la dotación de cajas deseadas
- _ Largo: 65cm y múltiplos de 60 + 5cm
- _ Cajas basculantes transparentes equipadas con espacio para tarjeta identificativa

! PERSONALICE LOS ARMARIOS SEGÚN SUS NECESIDADES CON CUALQUIERA DE LAS CAJAS BACULANTES

_ TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable height, depth, and length for boxes setting
- _ Length 65cm, and multiples of 60+5cm
- _ Transparent retractable boxes equipped with space for identification card

! PERSONALIZE SETTINGS ACCORDING TO YOUR NEEDS WITH RETRACTABLE BOXES ON DIFFERENT SIZES.

MEDIDAS DISPONIBLES DE LAS CAJAS BASCULANTES / AVAILABLE DIMENSIONS FOR RETRACTABLE BOXES


LINEA DE 6 / GROUP OF 6

Dimensiones / Dimensions: 600 x 91 x 112mm





LINEA DE 5 / GROUP OF 5

Dimensiones / Dimensions: 600 x 113 x 164mm




LINEA DE 4 / GROUP OF 4

Dimensiones / Dimensions: 600 x 170 x 206mm




LINEA DE 3 / GROUP OF 3

Dimensiones / Dimensions: 600 x 200 x 240mm



LINEA DE 2 / GROUP OF 2

Dimensiones / Dimensions: 600 x 305 x 350mm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Plano superior acero inoxidable con barandilla
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Tabla de parada
- _ Tres cajones superiores
- _ Puertas con cerradura
- _ Protección antichoques
- _ Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Stainless steel top working area with a handrail
- _ Oxygen cylinder holder
- _ IV drip rod support adjustable in height
- _ Back board
- _ Three upper drawers
- _ Lower doors with lock
- _ Bumper protection
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes

10184



10187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero inoxidable
- _ Tres planos con barandillas en tres lados
- _ Cajón superior
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Tabla de parada
- _ Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Three stainless steel shelves with handrails on three sides
- _ Upper drawer
- _ IV drip rod support adjustable in height
- _ Back board
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Tapa con cerradura de seguridad
- _ Capacidad para 50 carpetas (medidas de la carpeta 38cm x 43cm)
- _ Ruedas giratorias de 80mm, dos con freno
- _ OPCIONAL: carpetas. Ref: 10220C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Top with security lock
- _ Capacity for 50 files (files measures 38cm x 43cm)
- _ Pushing lateral handle
- _ 80mm rolling wheels, with brakes
- _ OPTIONAL: files. Ref: 10220C

10220



10220-C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ CARRO DE MEDICACIÓN
- _ Estructura acero inoxidable
- _ Entrepañó superior liso
- _ Entrepañó inferior con reborde en los cuatro lados
- _ Cubo de residuos inoxidable
- _ 18 cajones en cada lateral
- _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MEDICATION TROLLEYS
- _ Stainless steel structure
- _ Upper shelf
- _ Lower shelf with upper rim on three sides
- _ Stainless steel waste bin
- _ 18 transparent boxes located on each side
- _ 100mm rolling wheels

10195



					
	cm	cm	cm	kg	m ³
10184	70	65	90	35	0.40
10187	75	60	88	27	0.40
10195	100	50	100	35	0.50
10220	75	55	85	18	0.35



I10200

- _Estructura acero pintado
- _Painted steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Tablero superior abatible inoxidable
- _Dos cubetas de 8 litros de 360mm
- _Armario inferior con tres compartimentos
- _Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel retractable upper shelf
- _Two basins with 8 litres capacity and 360mm diameter
- _One lower cabinet divided in three compartments
- _100mm rolling wheels

I10202

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



10213



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PORTA BALA DE OXIGENO (PEQUEÑO)
- _ Estructura acero pintado
- _ Correa de sujeción
- _ Dos ruedas de 100mm
- _ Para botellas de 110mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ OXYGEN BOTTLE TROLLEY (SMALL SIZE)
- _ Painted steel structure
- _ Holder strap
- _ Two 100mm wheels
- _ To carry bottles of 110mm








10210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PORTA BALA DE OXIGENO (GRANDE)
- _ Estructura acero pintado
- _ Correa de sujeción
- _ Dos ruedas de 200mm y dos giratorias de 60mm
- _ Para botellas de 140mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ OXYGEN BOTTLE TROLLEY (BIG SIZE)
- _ Painted steel structure
- _ Holder strap
- _ Two 60mm wheels and two 200mm rolling wheels
- _ To carry bottles of 140mm

					
10200	100	50	80	25	0.40
10202	100	50	80	25	0.40
10210	43	70	95	9	0.28
10213	23	28	111	4	0.07

CARROS / TROLLEYS

CARROS PARA ROPA LIMPIA / CLEAN LINEN TROLLEYS



10227

- _Estructura acero inoxidable
- _Dos baldas lisas

- _Stainless steel structure
- _Two shelves



10226

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres baldas lisas

- _Stainless steel structure
- _Three shelves



10229

- _Estructura acero pintado
- _Tres baldas lisas

- _Painted steel structure
- _Three shelves



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO PARA ROPA LIMPIA
- _Tres baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm






TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _CLEAN LINEN TROLLEY
- _Three smooth shelves
- _100mm rolling wheels



10247



					
10226	95	55	95	21	0.50
10227	95	55	95	21	0.50
10229	98	54	120	21	0.64
10247	93	63	95	22	0.56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero inoxidable
- _ Tres baldas lisas
- _ Soporte abatible para bolsa de ropa sucia
- _ Ruedas giratorias de 100mm
- _ Largo extendido: 115cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Three smooth shelves
- _ Retractable support for soiled linen bag
- _ 100mm rolling wheels
- _ Full length: 115cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PARA ROPA SUCIA
- _ Estructura acero cromado
- _ Dos sacos de lona plastificada, desmontables
- _ Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ SOILED LINEN TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Two removable cloth sack treated with plastic
- _ 80mm rolling wheels

I10235



I10232



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PARA ROPA LIMPIA Y SUCIA
- _ Estructura acero cromado
- _ Tres baldas lisas de acero inoxidable
- _ Saco de lona plastificada y desmontable
- _ Ruedas giratorias de 80mm






TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CLEAN AND SOILED LINEN TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Three smooth stainless steel shelves
- _ Removable cloth sack treated with plastic
- _ 80mm rolling wheels



10241



					
10232	100	50	80	18	0.40
10235	100	50	80	15	0.40
10241	60	40	80	6	0.20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero cromado
- _ Saco de lona plastificada, desmontable
- _ Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Removable cloth sack treated with plastic
- _ 80mm swivel wheels



10243

- _Dos sacos
- _Two sacks



10240

- _Un saco
- _One sack



10246

- _Tres sacos
- _Three sacks



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO ROPA CON TAPA Y PEDAL
- _Estructura acero pintado
- _Saco de poliéster de 70 litros.
- _Base de ABS
- _Pedal para accionamiento de tapa
- _Tapa de ABS en colores
- _Protección anti-choques
- _Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _LINEN TROLLEY WITH COVER TOP AND PEDAL
- _Painted steel structure
- _Polyester sack of 70 liters
- _ABS base
- _Pedal to open the cover top
- _ABS cover top color
- _Bumper protection
- _80mm rolling wheels



10242

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PARA ROPA SUCIA PLEGABLE
- _ Estructura de acero cromado
- _ Carro plegable
- _ Saco de lona plastificado de 150 litros
- _ Ruedas giratorias de 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ FOLDING SOILED LINEN TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Folding trolley
- _ Cloth sack treated with plastic of 150 liters
- _ 80mm rolling wheels

10224

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PARA LIMPIEZA
- _ Estructura de acero cromado
- _ Tres bandejas de 27x44cm
- _ Saco de lona plastificado, desmontable de 120 litros.
- _ Soporte para cepillo
- _ Dos cubos de 15 litros con escurridor y prensa
- _ Dos cubos de 12 litros
- _ Protección anti-choques
- _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CLEANING TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Three shelves of 27x44 cm
- _ Removable sack treated with plastic of 120 liters
- _ Brush support
- _ Two plastic bucket with colander of 120 liters
- _ Two plastic bucket of 12 liters
- _ Bumper protection
- _ 100mm rolling wheels



	↔ cm	↗ cm	↕ cm	⚖ kg	m ³
10224	106	65	107	26	0.74
10240	39	48	95	5	0.18
10242	62	60	92	6	0.34
10243	75	48	95	10	0.34
10246	39	48	95	15	0.50



10126

- _ Dos baldas lisas
- _ Two smooth shelves








10129

- _ Tres baldas lisas
- _ Three smooth shelves



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 _ CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
 _ Estructura acero inoxidable
 _ Ruedas giratorias de 100mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 _ FOOD DISTRIBUTION TROLLEY
 _ Stainless steel structure
 _ 100mm rolling wheels

					
10126	95	55	95	18	0.50
10129	95	55	95	22	0.50
10130	95	55	95	18	0.50
10133	95	55	95	22	0.50



I10130

- _Dos baldas con reborde de 5cm
- _Two shelves with 5cm upper rim



I10133

- _Tres baldas con reborde de 5cm
- _Three shelves with 5cm upper rim



- _CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- _CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm

- _TECHNICAL CHARACTERISTICS**
- _FOOD DISTRIBUTION TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _100mm rolling wheels



CARRO DE CURAS

- _Estructura acero cromado
- _Bloque pintado con tres cajones
- _Plano superior e inferior en acero inoxidable con reborde de 5cm.
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.
- Ref: 20183



CURE TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Painted block with three drawers
- _Stainless steel upper and lower shelves with 5cm upper rim around three sides
- _Gauze basin holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basin.
- Ref: 20183

10143	80	45	85	27 0.31

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Barandilla en tres lados, en los tres planos
- _Cajón superior
- _Soporte para frascos
- _Cubo de residuos inoxidables
- _Protección anti-choque
- _Ruedas giratorias de 100mm



CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Three shelves with upper rails on three sides
- _Upper drawer
- _Bottles Holder
- _Stainless steel waste bin
- _Bumper protection
- _100mm rolling wheels

10147	70	45	88	24 0,28

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero cromado
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Dos cajones inoxidables
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.
- Ref: 20183



CURE TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Two stainless steel drawers
- _Gauze basin holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins.
- Ref: 20183

10152	105	45	80	17 0.37

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Dos planos con barandilla en tres lados
- _Dos cajones de PVC con frontal acero inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm



CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Two stainless steel shelves with hand rails around three sides
- _Two PVC drawers with stainless steel front
- _Stainless steel waste bin
- _100mm rolling wheels

10155	97	50	88	25 0.43

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.
- Ref: 20183



CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins.
- Ref: 20183

10146	105	45	80	14 0.37

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres bandejas acero inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm



CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels

10144	82	45	80	14 0.30

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero cromado
- _Tres bandejas de acero inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.
- Ref: 20183



CURE TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Three stainless steel shelves
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins.
- Ref: 20183

10149	105	45	80	13 0,37

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero cromado
- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm



CURE TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Two stainless steel shelves
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels

10150	70	40	80	10 0.22

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm



10145	70	40	80	10 0.22

CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Two stainless steel trays
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero cromado
- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.



10153	92	40	80	12 0.29

CURE TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Two stainless steel trays
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins.

CARRO DE CURAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Bandeja superior e inferior inoxidable
- _Soporte para bombonas porta curas
- _Cubo de residuos inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: bombonas porta curas.



10157	92	40	80	12 0.29

CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Two stainless steel shelves
- _Gauze basins holder support
- _Stainless steel waste bin
- _Pushing lateral handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: gauze basins.

CARRO DE MEDICACIÓN

- _Estructura de aluminio con paneles fenólicos
- _Un cassette desmontable compuesto por nueve cajetines de 3 litros y dos de 4,5 litros, todos ellos con cerradura de seguridad
- _Parte inferior dos cajones grandes
- _Empujador lateral
- _Cubo de PVC
- _Soporte para botellas y frascos
- _Bandeja lateral abatible
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



10191	75	50	105	45 0.39

MEDICATION TROLLEY

- _Aluminium structure with phenolic panels
- _Removable cassette composed of nine boxes of 3 liters and two of 4,5 liter, all of them with locker key
- _Lower part with two big drawers
- _Pushing lateral handle
- _PVC waste bin
- _Support for bottles and jars
- _Retractable lateral tray
- _125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO DE MEDICACIÓN

- _Estructura de aluminio con paneles fenólicos
- _Dos cassettes desmontables uno por cada lateral, cada cassette compuesto por nueve cajetines de 3 litros y dos de 4,5 litros, todos ellos con cerradura de seguridad
- _Parte inferior dos cajones grandes
- _Empujador lateral
- _Cubo de PVC
- _Soporte para botellas y frascos
- _Bandeja lateral abatible
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



10192	57	50	110	47 0.32

MEDICATION TROLLEY

- _Aluminium structure with phenolic panels
- _Removable cassette for each lateral, composed of nine boxes of 3 liters and two of 4,5 liter, all of them with locker key
- _Lower part with two big drawers
- _Pushing lateral handle
- _PVC waste bin
- _Support for bottles and jars
- _Retractable lateral tray
- _125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO DE MEDICACIÓN

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de polietileno
- _Panel con guías para cestas
- _Cinco cestas ISO DE 450x400x100mm (sin separadores) (opcional)
- _Dos puertas abatibles
- _Cerradura con llave
- _Empujador lateral
- _Ruedas de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver página 15)



10204	62	54	98	57 0.33

MEDICATION TROLLEY

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Panels with slides for baskets
- _Five ISO baskets of 450x400x100mm (dividers not include) (optional)
- _Two doors
- _Locking key
- _Pushing handle
- _125mm wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories (see page 15)

CARRO DE MEDICACIÓN

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de polietileno
- _Panel con guías para bandejas y cestas
- _Seis bandejas con 24 cajas para medicación de 300x90x80mm
- _Una cesta ISO de 450x400x100mm (sin separadores) (opcional)
- _Dos puertas abatibles
- _Cerradura con llave
- _Empujador lateral
- _Ruedas de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver página 15)



10205	62	54	98	57 0.33

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Panels with slides for baskets and shelves
- _Six baskets with 24 medication boxes of 300x90x80mm
- _One ISO basket of 450x400x100mm (dividers not include) (optional)
- _Two doors
- _Locking key
- _Pushing handle
- _125mm wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories (see page 15)

CARRO DE MEDICACIÓN

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de polietileno
- _Guías telescópicas con autocierre y marco
- _Seis cajones con cestas ISO de 450x400x100mm
- _Apertura total 110%
- _Empujador lateral
- _Ruedas de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver página 15)



10206	62	54	98	57 0.33

MEDICATION TROLLEY

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Telescopic slides with automatic shutting system and frame
- _Six drawers with ISO basket of 450x400x100mm
- _100% opening
- _Pushing handle
- _125mm wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories (see page 15)



CARRO DE MEDICACIÓN


- Estructura acero inoxidable
- Entrepañeo superior liso
- Entrepañeo inferior con reborde en los cuatro lados
- Cubo de residuos inoxidable
- 18 cajones en cada lateral
- Ruedas giratorias de 100mm



10195	100	50	100	35
				0.50

MEDICATION TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper shelf
- Lower shelf with upper rim on three sides
- Stainless steel waste bin
- 18 transparent boxes located on each side
- 100mm rolling wheels



ARMARIOS PARA MEDICACIÓN MURAL

- Estructura acero inoxidable
- Dimensiones de alto y fondo adaptable a la dotación de cajas deseadas
- Largo: 65cm y múltiplos de 60 + 5 cm
- Cajas basculantes transparentes equipadas con espacio para tarjeta identificativa


MEDICATION WALL HANGING CABINET

- Stainless steel structure
- Adjustable height, depth, and length for boxes setting
- Length 65 cm, and multiples of 60+5 cm
- Transparent retractable boxes equipped with space for identification card

3028	65	20	80	20
				0,10

ARMARIOS PARA MEDICACIÓN MURAL

- Estructura acero inoxidable
- Dimensiones de alto y fondo adaptable a la dotación de cajas deseadas
- Largo: 65cm y múltiplos de 60 + 5 cm
- Cajas basculantes transparentes equipadas con espacio para tarjeta identificativa



3031	125	25	65	30
				0,20

MEDICATION WALL HANGING CABINET

- Stainless steel structure
- Adjustable height, depth, and length for boxes setting
- Length 65 cm, and multiples of 60+5 cm
- Transparent retractable boxes equipped with space for identification card



ARMARIOS PARA MEDICACIÓN CON PEANA

- Estructura acero inoxidable
- Dimensiones de alto y fondo adaptable a la dotación de cajas deseadas
- Largo: 65cm y múltiplos de 60 + 5 cm
- Cajas basculantes transparentes equipadas con espacio para tarjeta identificativa

MEDICATION WALL CABINET WITH BASE

- Stainless steel structure
- Adjustable height, depth, and length for boxes setting
- Length 65 cm, and multiples of 60+5 cm
- Transparent retractable boxes equipped with space for identification card

3032	65	25	128	35
				0,21

CARRO DE URGENCIAS Y PARADA CARDIACA

- Estructura acero pintado
- Plano superior acero inoxidable con barandilla
- Soporte botella de oxígeno
- Soporte gotero regulable en altura
- Tabla de parada
- Tres cajones superiores
- Puertas con cerradura
- Protección antichoques
- Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno



10184	70	65	90	35
				0.40

CRASH TROLLEY

- Painted steel structure
- Stainless steel top working area of with a handrail
- Oxygen cylinder holder
- IV drip rod support adjustable in height
- Back board
- Three upper drawers
- Lower doors with lock
- Bumper protection
- 100mm rolling wheels, two with brakes



CARRO DE URGENCIAS Y PARADA CARDIACA

- Estructura acero inoxidable
- Tres planos con barandillas en tres lados
- Cajón superior
- Soporte gotero regulable en altura
- Tabla de parada
- Ruedas giratorias de 100mm, dos con freno

CRASH TROLLEY

- Stainless steel structure
- Three stainless steel shelves with handrails on three sides
- Upper drawer
- IV drip rod support adjustable in height
- Back board
- 100mm rolling wheels, two with brakes

10187	75	60	88	27
				0.40

CARRO PORTA HISTORIAS CLINICAS

- Estructura acero pintado
- Tapa con cerradura de seguridad
- Capacidad para 50 carpetas (tamaño de la carpeta 38cm x 43cm)
- Ruedas giratorias de 80mm, dos con freno
- OPCIONAL: carpetas. Ref: 10220C



10220	75	55	85	18
				0.35

CLINIC FILES TROLLEY

- Painted steel structure
- Top with security lock
- Capacity for 50 files (files measures 38cm x 43cm)
- Pushing lateral handle
- 60mm rolling wheels, two with brakes
- OPTIONAL: files. Ref: 10220C

CARRO PARA ESCAYOLAS

- Estructura acero pintado
- Tablero superior abatible inoxidable
- Dos cubetas de 8 litros de 360mm
- Armario inferior con tres compartimentos
- Ruedas giratorias de 100mm



PLASTER TROLLEY

- Painted steel structure
- Stainless steel retractable upper shelf
- Two basins with 8 litres capacity and 360mm diameter
- One lower cabinet divided in three compartments
- 100mm rolling wheels

10200	100	50	80	25
				0,40

CARRO PARA ESCAYOLAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tablero superior abatible inoxidable
- _Dos cubetas de 8 litros de 360mm
- _Armario inferior con tres compartimentos
- _Ruedas giratorias de 100mm



10202	100	50	80	25	0,40

PLASTER TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Stainless steel retractable upper shelf
- _Two basins with 8 litres capacity and 360mm diameter
- _One lower cabinet divided in three compartments
- _100mm rolling wheels

CARRO PORTA BALA DE OXIGENO

- _Estructura acero pintado
- _Correa de sujeción
- _Dos ruedas de 200mm y dos giratorias de 60mm
- _Para botellas de 140mm



10210	43	70	95	9	0,28

OXYGEN BOTTLE TROLLEY

- _Painted steel structure
- _Holder strap
- _Two 60mm wheels and two 200mm rolling wheels
- _To carry up to 35cm/diameter bottles
- _To carry bottles of 140mm

CARRO PORTA BALA DE OXIGENO

- _Estructura acero pintado
- _Correa de sujeción
- _Dos ruedas de 100mm
- _Para botellas de 110mm



10213	23	28	111	4	0,07

OXYGEN BOTTLE TROLLEY

- _Painted steel structure
- _Holder strap
- _Two 100mm wheels
- _To carry bottles of 110mm

CARRO PARA ROPA LIMPIA

- _Estructura acero pintado
- _Tres baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm



10229	98	54	120	21	0,64

CLEAN LINEN TROLLEY

- _Painted steel structure
- _Three smooth shelves
- _100mm rolling wheels

CARRO PARA ROPA LIMPIA

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm



10226	95	50	95	21	0,45

CLEAN LINEN TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Three smooth shelves
- _100mm rolling wheels

CARRO PARA ROPA LIMPIA

- _Estructura acero inoxidable
- _Dos baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm



10227	95	50	95	21	0,45

CLEAN LINEN TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Two smooth shelves
- _100mm rolling wheels

CARRO PARA ROPA LIMPIA Y SUCIA

- _Estructura acero inoxidable
- _Tres baldas lisas
- _Soporte abatible para bolsa de ropa sucia
- _Ruedas giratorias de 100mm
- _Largo extendido: 115cm



10247	93	63	95	22	0,56

CLEAN AND SOILED LINEN TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Three smooth shelves
- _Retractable support for soiled linen bag
- _100mm rolling wheels
- _Full length: 115cm

CARRO PARA ROPA LIMPIA Y SUCIA

- _Estructura acero cromado
- _Tres baldas lisas de acero inoxidable
- _Saco de lona plastificada y desmontable
- _Ruedas giratorias de 80mm



10232	100	50	80	18	0,40

CLEAN AND SOILED LINEN TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Three smooth stainless steel shelves
- _Removable cloth sack treated with plastic
- _80mm rolling wheels



CARRO PARA ROPA SUCIA

- _Estructura acero cromado
- _Dos sacos de lona plastificada, desmontables
- _Ruedas giratorias de 80mm

SOILED LINEN TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Two removable cloth sack treated with plastic
- _80mm rolling wheels



100	50	80	15	0.40

CARRO PARA ROPA SUCIA

- _Estructura acero cromado
- _Saco de lona plastificada y desmontable
- _Ruedas giratorias de 80mm

SOILED LINEN TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Removable cloth sack treated with plastic
- _80mm rolling wheels



60	40	80	6	0.20

CARRO ROPA CON TAPA Y PEDAL

- _Estructura acero pintado
- _Un saco de poliéster de 70 litros.
- _Base de ABS
- _Pedal para accionamiento de tapa
- _Tapa de ABS en colores
- _Protección anti-choques
- _Ruedas giratorias de 80mm

LINEN TROLLEY WITH COVER TOP AND PEDAL

- _Painted steel structure
- _One Polyester sack of 70 liters
- _ABS base
- _Pedal to open the cover top
- _ABS cover top color
- _Bumper protection
- _80mm rolling wheels



39	48	95	5	0.18

CARRO ROPA CON TAPA Y PEDAL

- _Estructura acero pintado
- _Dos sacos de poliéster de 70 litros.
- _Base de ABS
- _Pedal para accionamiento de tapa
- _Tapa de ABS en colores
- _Protección anti-choques
- _Ruedas giratorias de 80mm

LINEN TROLLEY WITH COVER TOP AND PEDAL

- _Painted steel structure
- _Two Polyester sack of 70 liters
- _ABS base
- _Pedal to open the cover top
- _ABS cover top color
- _Bumper protection
- _80mm rolling wheels



75	48	95	10	0.34

CARRO ROPA CON TAPA Y PEDAL

- _Estructura acero pintado
- _Tres sacos de poliéster de 70 litros.
- _Base de ABS
- _Pedal para accionamiento de tapa
- _Tapa de ABS en colores
- _Protección anti-choques
- _Ruedas giratorias de 80mm

LINEN TROLLEY WITH COVER TOP AND PEDAL

- _Painted steel structure
- _Three Polyester sack of 70 liters
- _ABS base
- _Pedal to open the cover top
- _ABS cover top color
- _Bumper protection
- _80mm rolling wheels



39	48	95	15	0.50

CARRO PARA ROPA SUCIA PLEGABLE

- _Estructura de acero cromado
- _Carro plegable
- _Saco de lona plastificado de 150 litros
- _Ruedas giratorias de 80mm

FOLDING SOILED LINEN TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Folding trolley
- _Cloth sack treated with plastic of 150 liters
- _80mm rolling wheels



62	60	92	6	0.34

CARRO PARA LIMPIEZA

- _Estructura de acero cromado
- _Tres bandejas de 27x44cm
- _Saco de lona plastificado, desmontable de 120 litros.
- _Soporte para cepillo
- _Dos cubos de 15 litros con escurridor y prensa
- _Dos cubos de 12 litros
- _Protección anti-choques
- _Ruedas giratorias de 100mm

CLEANING TROLLEY

- _Chromed steel structure
- _Three shelves of 27x44 cm
- _Removable sack treated with plastic of 120 liters
- _Brush support
- _Two plastic bucket with colander of 120 liters
- _Two plastic bucket of 12 liters
- _Bumper protection
- _100mm rolling wheels



106	65	107	26	0.74

CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Dos baldas lisas
- _Ruedas giratorias de 100mm

FOOD DISTRIBUTION TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Two smooth shelves
- _100mm rolling wheels



95	50	95	18	0.45

CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS

- Estructura acero inoxidable
- Tres baldas lisas
- Ruedas giratorias de 100mm

FOOD DISTRIBUTION TROLLEY

- Stainless steel structure
- Three smooth shelves
- 100mm rolling wheels



10129	95	50	95	22	0,45

CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS

- Estructura acero inoxidable
- Dos baldas con reborde de 5cm
- Ruedas giratorias de 100mm

FOOD DISTRIBUTION TROLLEY

- Stainless steel structure
- Two shelves with 5cm upper rim
- 100mm rolling wheels



10130	95	50	95	18	0,45

CARRO PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS

- Estructura acero inoxidable
- Tres baldas con reborde de 5cm
- Ruedas giratorias de 100mm

FOOD DISTRIBUTION TROLLEY

- Stainless steel structure
- Three shelves with 5cm upper rim
- 100mm rolling wheels



10133	95	50	95	22	0,45

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
 91 872 96 17
 91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

