


CARROS
MULTIFUNCIONALES
CESTAS
ISO MODULAR

*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEY
BASKETS
ISO MODULAR*




50785



- _Tope de salida de bandeja incluido
- _Pull-out stopper included



- _Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm
- _Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



- _Pueden poner cestas según sus necesidades
- _You can put baskets according your needs

50100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- _Panel con guías para cestas o estantes ISO 600 x 400mm
- _Dos puertas abatibles
- _Cerradura con llave
- _Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- _Ruedas de 125mm dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 70 a 74)
- _Elija colores en carta de colores (ver página 75)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Panel for baskets or shelves ISO 600 x 400mm
- _Two doors
- _Locking key
- _Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories. (see page 70 to 74)
- _Choose your colour (see page 75)

50100	80	58	120	62	0.56
50110	80	58	156	75	0.72

50785




_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included



50110

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm
_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



_Pueden poner cestas según sus necesidades
_You can put baskets according your needs

50075

_Panel con guías para cestas
_Cinco cestas ISO DE 450x400x100mm
(sin separadores) (opcional)

_Panels with slides for baskets
_Five ISO baskets of 450x400x100mm
(dividers not include) (optional)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de polietileno
- _Dos puertas abatibles
- _Cerradura con llave
- _Empujador lateral
- _Ruedas de 125mm, dos con freno
- _Consultar accesorios (ver páginas 70 a 74)
- Colores disponibles: rojo, azul y verde**

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyethylene integral bumper protection (PUR)
- _Two doors
- _Locking key
- _Pushing handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Consult accessories (see page 70 to 74)
- Colours available: red, blue and green**

50115

+ 50520


50115

- _Encimera plastificada
- _5 guías para cestas o estantes
- _Plasticized top
- _5 guides for baskets or shelves




_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



50785



_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included


50120

_10 guías para cestas o estantes

_10 guides for baskets or shelves

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Parte superior estante
- _Empujador
- _Protección antigolpes
- _Ruedas de 125mm dos con freno
- _OPCIONAL: Soporte para bandeja de 400 x 300mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _upper shelf
- _Pushing handle
- _Bumper protection
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _OPTIONAL: side support for shelf of 400 x 300mm

50115	74	42	110	25	0.34
50120	74	42	157	36	0.49





Además de los carros también encontrará un conjunto de bandejas y separadores que de una manera fácil e intuitiva le permitirá personalizar a su gusto o necesidades todos los compartimentos, creando así un espacio de trabajo más cómodo y práctico. Los separadores le permiten la compartimentación de las cestas tanto horizontal como transversalmente.

In addition to the trolleys, you will also find a set of trays and dividers that an easy and intuitive way, will allow you to personalizing according your preferences or needs of all compartments, creating a comfortable and practical space to work. The dividers allow you the compartment of the baskets horizontal as well as transversely.

50900

_SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO \varnothing 110 x 780 mm
_OXYGEN TANK HOLDER \varnothing 110 x 780 mm



50900

_SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO \varnothing 140 x 570 mm
_OXYGEN TANK HOLDER \varnothing 140 x 570 mm



50905

_TABLA DE MASAJE CARDIACO
_CARDIAC BACK BOARD



50910

_SOPORTE DE SUEROS, REGULABLE EN ALTURA
_IV DRIP ROD SUPPORT, ADJUSTABLE IN HEIGHT



50915

_SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
_TILT OUT BINS



50920

_CUBO DE PVC
_PVC WASTE BIN




50925

_SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
_SHARP DISPOSAL




50930

_ESTANTE DE 600 x 400 mm
_TRAY OF 600 x 400mm




50935

_SOPORTE BRAZO GIRATORIO
_DESFIBRILLATOR MONITOR SHELF




50940

_BANDEJA LATERAL EXTRAIBLE
_LATERAL PULL-OUT SHELF




50945

_SOPORTE CON CESTA DE 400 x 300 mm
_SIDE BASKET OF 400 x 300 mm



50950

_SOPORTE LATERAL
_SIDE SUPPORT




50955

CIERRES CON PRECINTOS DESECHABLES

Incluye 100 precintos

LOCK WITH SECURITY SEAL


Including 100 security seals



50965

CERRADURA MANUAL CON LLAVE

LOCK WITH KEY



50960



100 PRECINTOS DESECHABLES

100 SECURITY SEALS

50970

BASE DE CONEXION ELECTRICA

BASE WITH MULTIPLE SOCKET PANEL HOLDERS



50975


SOPORTE GUIA CABLES

CABLE GUIDE SUPPORT




50980

_SOPORTE CONTENEDOR DE CATETERES
_CATHETER CONTAINER SUPPORT



50985

_SOPORTE DOBLE CONTENEDOR DE CATETERES
_DOUBLE CATHETER CONTAINER SUPPORT




50990

_SOPORTE RIEL DE FIJACION EN TRASERA
_FIXING RAIL ON BACK SIDE



50995


_SOPORTE RIEL DE FIJACION EN LATERAL
_LATERAL FIXING RAIL



1

_Indique los colores de las patas (1), paneles (2), frentes de cajones (3) y tiradores (4) en la hoja de pedido con su letra correspondiente.
 _No se aceptarán pedidos que no se hagan por medio de la hoja de pedido oficial que les proporcionamos.
 _Indicate the requested colours of the legs (1), panels (2), drawer fronts (3) and handles (4) in your order form with it's corresponding letter.
 _We will not accept orders that are not made in the officially order from that we provide to you.

_Personalice los colores del carro a su gusto.
 _Personalize the colours of the trolley according to your need.



1



2



3



4



_Inoxidable
 _Stainless steel
S

_Azul
 _Blue
B

_Verde
 _Green
G

_Amarillo
 _Yellow
Y

_Naranja
 _Orange
O

_Rojo
 _Red
R

_Beige
 _Beige
W

CARROS
HOSPITALARIOS
MULTIFUNCIONALES

*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEY*

3

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com