

11

SILLONES

*ARMCHAIRS*



ED4

**inmo**clinc 



**in the world**



**Calidad  
Quality**



**Medio Ambiente  
Environment**



**Productos Sanitarios  
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

*It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.*

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

*INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.*

*This edition replaces the previous.*

Esta edición sustituye a la anterior.

# Indice

*Index*



4	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
6	Sillón para diálisis <i>Haemodialysis armchair</i>
8	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
14	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
16	Sillón para ORL - Oftalmología <i>Ophthalmology armchair</i>
18	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
19	Sillón convertible en cama <i>Patient's armchair convertible in bed</i>
20	Sillón de descanso para enfermo <i>Hospital patient's resting armchair</i>
24	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>



21  
84  
56



21255

\_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

\_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- \_Asiento inclinación eléctrica
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Backrest and footrest gas-spring operated
- \_Electric reclining seat
- \_Trendelemburg / antitrendelemburg
- \_Adjustable armrests
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_Brazo regulable

\_Adjustable arm rest









**21250**

\_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

\_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm



					
<b>21250</b>	180	80	55-85	35	0,84
<b>21255</b>	180	80	55-85	45	0,84



Colores | Colours

<b>61</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------






21185

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Soportes de pies extensibles
- \_ Soportes de brazos escamotables y giratorios
- \_ Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- \_ Sistema de memorias predeterminadas
- \_ Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Unfolding feet support
- \_ Revolving and folding arm support
- \_ Electric device with either synchronized or individual action control
- \_ Predetermined memory system
- \_ Revolving wheels of 125mm with centralized brake system



<b>21185</b>	185	60	54-83	70	0,65

**!** **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**!** **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



\_Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico

\_Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position



\_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°

\_Electric reclining backrest till 90°



\_Reposa piernas abatible eléctricamente

\_Electric folding legs rest

\_Altura regulable eléctricamente de 54cm a 83cm

\_Electric height adjustment from 54cm to 83cm

Colores | Colours


61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

21188

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Altura regulable eléctricamente
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- \_ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- \_ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- \_ Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- \_ Apoyacabezas regulable en altura
- \_ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- \_ Tapizado en Sky

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Electric height adjustable
- \_ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- \_ Folding footrest by gas system to horizontal position
- \_ Simultaneous trendelemburg in high position
- \_ Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- \_ Height adjustable headrest
- \_ Four legs, one with level
- \_ Upholstered in Sky

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.





\_Apoyacabezas regulable en altura

\_Height adjustable headrest



	cm	cm	cm	kg	m <sup>3</sup>
<b>21188</b>	180	80	52-92	62	0,87

Colores | Colours


61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

## SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON DE EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR



21184



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero articulados mediante resorte de gas
- \_Varias posiciones
- \_Reposa brazos giratorios y regulables en altura
- \_Altura del asiento 50cm

### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Backrest and footrest gas-spring operated
- \_Different optional positions
- \_Rolling armrests adjustable in height
- \_Height of seat 50cm

<b>21184</b>	172	60	120	32	0,51



\_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

\_Auxiliary reclining and adjustable in height tables



Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----










21180


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- \_ Estructura acero cromado
- \_ Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- \_ Reposabrazos regulables y desmontables
- \_ Largo extendido: 165cm
- \_ Altura del asiento 60cm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Chromed steel structure
- \_ Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- \_ Adjustable and removable armrest
- \_ Length of seat extended: 165cm
- \_ Height of seat 60cm

					
<b>21180</b>	60	80	135	25	0,60
<b>21182</b>	60	80	135	25	0,60

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.






21182

\_Tapizado Ergonómico  
\_Ergonomic upholstery

Colores | Colours





**\_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo articulado mediante resorte a gas
- \_Asiento inclinación eléctrica
- \_Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- \_Trendelemburg-antitrendelemburg
- \_Brazos abatibles
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

**⚠ ¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

**\_TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Back rest gas spring operated
- \_Electric reclining seat
- \_Two independent gas spring adjustable leggings
- \_Trendelemburg /antitren
- \_Folding arms
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

**⚠ IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.






\_Brazos abatibles

\_Folding arms

**21210**


\_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

\_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm



\_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

\_Withdrawing-hidden wheels with blocking system




\_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

\_Withdrawing-hidden wheels with blocking system





\_Posición horizontal

\_Horizontal position



\_Reposapiés Independientes

\_Independent resting-feet




**21215**

\_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

\_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm

<b>21210</b>	180	85	55-85	45	0,84
<b>21215</b>	180	85	55-85	45	0,84

Colores | Colours





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Base y columna cubiertas en ABS
- \_ Altura regulable eléctricamente
- \_ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- \_ Asiento con trendelemburg eléctrico 30°
- \_ Reposapiés articulado mediante resorte a gas y extensible
- \_ Dos brazos
- \_ Incluye reposacabezas

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Base and column covered in ABS
- \_ Electric height adjustable
- \_ Backrest positionable from horizontal to sitting electrically 90°
- \_ Electric adjustable seat with trendelemburg 30°
- \_ Two armrest
- \_ Headrest included



<b>21230</b>	185	78	52-82	95	0,75

**21230**






\_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°


\_Backrest positionable from horizontal to sitting electrically 90°

\_Sillón giratorio 90°

\_Revolving chair 90°



Colores | Colours




SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON CONVERTIBLE EN CAMA / PATIENT'S ARMCHAIR BED



21174




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- \_ Convertible en cama
- \_ Somier articulado de acero con revestimiento en epoxy
- \_ Tapizado en sky
- \_ Altura de asiento: 48cm
- \_ Largo extendido: 190cm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_ HOSPITAL PATIENT'S ARMCHAIR
- \_ It is converted into bed
- \_ Steel structure with epoxy coating articulated mattress
- \_ Upholstered in sky
- \_ Seat height: 48cm
- \_ Extendable Length: 190cm




**!** ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**!** **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.






Colores | Colours





21176



					
21174	150	100	90	60	1,35
21176	210	86	90	40	1,62


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- \_ Goma espuma de alta densidad
- \_ Tapizado en skay


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ HOSPITAL PATIENT'S ARMCHAIR
- \_ High density foam
- \_ Upholstered in skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours












21154

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo abatible a gas
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- \_Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- \_Altura del asiento 50cm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Reclining backrest gas-spring operated
- \_Folding armrest
- \_Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- \_100mm rolling wheels. Two with brakes
- \_Height of seat 50cm

	 cm	 cm	 cm	 kg	 m <sup>3</sup>
<b>21154</b>	65	83	120	40	0,69
<b>21158</b>	65	75	105	30	0,51

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.





\_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

\_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

**21158**



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo abatible a gas
- \_Reposabrazos abatibles
- \_Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- \_Altura del asiento 42 cm

**!** **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

#### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Reclining backrest gas-spring operated
- \_Folding armrest
- \_Retractable footrest under the seat
- \_Height of seat 42cm

**!** **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

#### Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



21161



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Altura del asiento 49cm

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- \_Folding armrest
- \_Seat height 49cm

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21162

- \_Ruedas de 80mm dos de ellas con freno
- \_80mm rolling wheels. Two with brakes.






21164


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Altura del asiento 49cm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- \_HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- \_Folding armrest
- \_Seat height 49cm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



<b>21161</b>	65	80	115	30	0,60
<b>21162</b>	65	80	115	30	0,60
<b>21164</b>	65	80	115	30	0,60

## Colores | Colours







**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- \_Asiento inclinación eléctrico
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Regulable en altura hidráulicamente
- \_Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

**BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Backrest and footrest gas-spring operated
- \_Electric reclining seat
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Hydraulic adjustable height
- \_Fully adjustable armrests
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

21255	180	80	55-85	45	0,84



**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo, asiento y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Regulable en altura eléctricamente
- \_Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de biqueo

**BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Backrest, seat and footrest gas-spring operated
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Electrical adjustable height
- \_Adjustable armrests
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

21250	180	80	55-85	45	0,84



**SILLON PARA DIALISIS**

- \_Est. de acero con revest. en epoxy
- \_Altura regulable eléctricamente
- \_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°
- \_Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico
- \_Reposa piernas abatible eléctricamente
- \_Soportes de pies extensibles
- \_Soportes de brazos escamotables y giratorios
- \_Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- \_Sistema de memorias predeterminadas
- \_Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

**HAEMODIALYSIS ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Electric height adjustment
- \_Electric reclining backrest till 90°
- \_Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position
- \_Extensive feet support
- \_Revolving and folding arm support
- \_Electric device with either synchronized or individual action control
- \_Predetermined memory system
- \_Revolving wheels of 125 mm with centralized brake system

21185	185	60	54-83	70	0,65



**SILLON PARA EXTR. DE SANGRE**

- \_Est. de acero con revest. en epoxy
- \_Altura regulable eléctricamente
- \_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- \_Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- \_Trendelemburg simultaneo en posición elevada
- \_Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- \_Apoyacabezas regulable en altura
- \_Cuatro patas una de ellas con nivelador
- \_Tapizado en Sky

**BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Electric height adjustable
- \_Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- \_Folding footrest by gas system to horizontal position
- \_Simultaneous trendelemburg in high position
- \_Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- \_Height adjustable headrest
- \_Four legs, one with level
- \_Upholstered in Sky

21188	180	80	52-92	62	0,87



**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo Y Piecero articulados mediante resorte de gas
- \_Varias posiciones
- \_Reposa brazos giratorios y regulables en altura Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura
- \_Altura de asiento 50cm

**BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Backrest and footrest gas-spring operated
- \_Different optional positions
- \_Rolling armrests adjustable in height
- \_Auxiliary reclining tables
- \_Height of seat 50 cm

21184	170	60	120	32	0,51



**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

- \_Estructura acero cromado
- \_Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- \_Reposabrazos regulables y desmontables
- \_Largo asiento extendido: 165cm
- \_Altura del asiento 60cm

**BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR**

- \_Chromed steel structure
- \_Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- \_Adjustable and removable armrest
- \_Length of seat extended: 165cm
- \_Height of seat 60cm

21180	165	60	135	25	0,60



**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

- \_Estructura acero cromado
- \_Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- \_Reposabrazos regulables y desmontables
- \_Tapizado Ergonómico
- \_Largo asiento extendido: 165cm
- \_Altura del asiento 60cm

**BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR**

- \_Chromed steel structure
- \_Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- \_Adjustable and removable armrest
- \_Ergonomic upholstery
- \_Headrest
- \_Length of seat extended: 165cm
- \_Height of seat 60cm

21182	165	60	135	25	0,60



**SILLON PARA PODOLOGIA**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo articulado mediante resorte a gas
- \_Asiento inclinación eléctrico
- \_Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- \_Trendelemburg / antitrendelemburg
- \_Regulable en altura hidráulicamente
- \_Brazos abatibles
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de biqueo

**CHIROPDIST ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Back rest gas spring operated
- \_Electric reclining seat
- \_Two independent gas spring adjustable leggings
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Hydraulic adjustable height
- \_Folding arms
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

21210	180	85	55-85	45	0,84

**SILLON PARA PODOLOGIA**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo articulado mediante resorte a gas
- \_Asiento inclinación eléctrico
- \_Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- \_Trendelemburg / antitrendelemburg
- \_Regulable en altura electricamente
- \_Brazos abatibles
- \_Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

**CHIROPDIST ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Back rest gas spring operated
- \_Electric reclining seat
- \_Two independent gas spring adjustable legging
- \_Trendelemburg / antitren
- \_Electrical adjustable height
- \_Folding arms
- \_Withdrawing-hidden wheels with blocking system

21215	180	85	55-85	45	0,84

**SILLON PARA ORL OFTALMOLOGIA**

- \_Estr. de acero con revest. en epoxy
- \_Base y columna cubiertas en ABS
- \_Altura regulable eléctricamente
- \_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- \_Asiento con trendelemburg eléctrico 30°
- \_Reposapiés articulado mediante resorte a gas y extensible
- \_Dos brazos
- \_Incluye reposacabezas

**CHIROPDIST ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Base and column covered in ABS
- \_Electric height adjustable
- \_Backrest positionable from horizontal to sitting electrically 90°
- \_Electric adjustable seat with trendelemburg 30°
- \_Two armrest
- \_Headrest included

21230	185	78	52-82	95	0,75

**SILLON CONVERTIBLE EN CAMA**

- \_Convertible en cama
- \_Somier articulado de acero con revestimiento en epoxy
- \_Tapizado en skay
- \_Altura de asiento: 48cm
- \_Largo extendido: 190cm

**PATIENT'S ARMCHAIR BED**

- \_It is converted into bed
- \_Steel structure with epoxy coating articulated
- \_Upholstered in skay
- \_Seat height: 48cm
- \_Extendable Length:190cm



21174	150	100	90	60	1,35



21176	210	86	90	40	1,62

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo abatible a gas
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- \_Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- \_Altura del asiento 50cm

**HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Reclining backrest gas-spring operated
- \_Folding armrest
- \_Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- \_100mm rolling wheels. Two with brakes
- \_Height of seat 50cm



21154	65	83	120	40	0,69

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo abatible a gas
- \_Reposabrazos abatibles
- \_Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- \_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)
- \_Altura del asiento 42cm

**HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Reclining backrest gas-spring operated
- \_Folding armrest
- \_Retractable footrest under the seat
- \_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)
- \_Height of seat 42cm



21158	65	75	105	30	0,51

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Altura del asiento 49cm

**HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- \_Folding armrest
- \_Seat height 49cm



21161	65	80	115	30	0,60

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Ruedas de 80mm dos de ellas con freno
- \_Altura del asiento 49cm

**HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- \_Folding armrest
- \_80mm rolling wheels. Two with brakes.
- \_Seat height 49cm



21162	65	80	115	30	0,60

**\_SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- \_Reposa brazos abatibles
- \_Altura del asiento 49cm

**\_HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- \_Steel structure with epoxy coating
- \_Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- \_Folding armrest
- \_Seat height 49cm

<b>21164</b>	65	80	115	30	0,60

**Características Técnicas SKAY****SKAY Technical characteristics****TAPIZADO**

- \_Protección antimicrobiana
- \_Protección antibacteriana
- \_Protección antimicótica
- \_Alta resistencia a la abrasión
  - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
  - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
  - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- \_Resistencia a la transpiración y saliva humana
- \_Resistencia a la orina
- \_Resistencia a la sangre
- \_Superficie resistente a las manchas

**UPHOLSTERY**

- \_Antimicrobial protection
- \_Antibacterial protection
- \_Antimitotic protection
- \_Super abrasion resistance
  - Martindale test (dry) >51.200 rubs
  - Martindale test (wet) >12.800 rubs
  - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- \_Resistance to spitting and perspiration
- \_Urine resistance
- \_Blood resistance
- \_Stain resistance surface

**FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- \_Lavar con agua y jabón suave
- \_Enjuagar con agua limpia
- \_Secar con un trapo suave

**EASY TO CLEAN AND MAINTAIN**

- \_Wash with neutral soap and water
- \_Rinse with clear water
- \_Pat dry with a soft cotton cloth

**IMPORTANTE:** No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

**IMPORTANT:** Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

**MATERIAL IGNÍFUGO**













\_M-2

**FLAME RETARDANT**

\_M-2



## Colores | Colours



*\_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.*

*\_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.*

SILLONES

*ARMCHAIRS*

11

C/ Serranía de Cuenca, 10  
Pol. Ind. El Olivar  
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain  
Telf.: 91 872 96 16  
91 872 96 17  
91 872 96 18  
Fax: 91 872 00 40  
info@inmoclinc.com  
www.inmoclinc.com